Protección de productos - entornos controlados

Guantes KIMTECH™ G3 y G5 látex

KIMTECH



Guantes G3 recomendados para entornos de sala blanca ISO 3 o superior.
Guantes G5 recomendados para entornos de sala blanca ISO 5 o superior.

- Guantes de látex sin silicona, bajos en endotoxinas y proteínas para reducir el riesgo de alergia
- Certificado EPI Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- ISO 374-1:2016 Tipo C (K) contra salpicaduras de productos químicos
- ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- De látex natural sin polvo, proteínas < 50 µg/g
- AQL : 1,5
- Manguito con borde enrollado
- Longitud: 300 mm
- Puntas de los dedos texturizadas

Guantes KIMTECH™ G3 Látex

- Grosor : 0,20 mm hasta la palma
- Envase: 100 guantes en doble bolsa de plástico

Talla	M	Unid./ bolsa	€/ bolsa
Ref.	**038831**	100	**NC -**

Guantes KIMTECH™ G5 Látex

- Grosor : 0,18 mm hasta la palma
- Envase: 100 guantes en doble bolsa de plástico

Talla	XL	Unid./ bolsa	€/ bolsa
Ref.	**038910**	100	**NC -**

Guantes KIMTECH™ G3 estériles Látex

- Grosor : 0,20 mm hasta la palma
- Envasado por pares, 20 pares por bolsa de plástico doble

Talla	6	6 1/2	7	8 1/2	9	€ los 20 pares
Ref.	038834B	038835B	038836B	038839B	038840B	**NC -**

Guantes KIMTECH™ G3 NXT™ Nitrilo

KIMTECH



Recomendado para entornos de salas blancas ISO 3 o superiores.

- Guantes de nitrilo sin látex ni silicona para reducir el riesgo de alergias de tipo I
- Certificado EPI Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- ISO 374-1:2016 Tipo C (K) contra salpicaduras de productos químicos
- ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- AQL : 1,5
- Manguito con borde enrollado
- Longitud: 300 mm
- Grosor : 0,13 mm hasta la palma
- Puntas de los dedos texturizadas
- Propiedades de disipación electrostática

Guantes KIMTECH™ G3 NXT™ Nitrilo

- Envase: 100 guantes en doble bolsa de plástico

Talla	XS	XL	Unid./ bolsa	€ / bolsa
Ref.	**038911**	**038915**	100	**NC -**

Visiten nuestras WEB