
HALYARD

Guantes Halyard PUREZERO Marino y Marino-Xtra

Guantes para el laboratorio, la investigación, aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas

- De nitrilo sin polvo
- Sin látex, uso restringido de aceleradores de vulcanización para limitar el desarrollo de reacciones cutáneas
- EPI Cat. III, resistencia química tipo C (K) según EN 374-1:2016
- Resistente a la penetración de agentes infecciosos según ISO 374-5:2016
- DM Cat. I
- AQL : 1,0
- Conforme contacto con los alimentos
- Extremidades texturizadas para un mejor agarre
- Manguitos enrollados
- Caja con apertura SmartPull para facilitar la extracción controlada de los guantes
- Color : azul marino
- Grosor : 0,12 mm hasta la palma
- Resistencia probada en 14 tratamientos quimioterapéuticos
- Disponible en 2 longitudes para aplicaciones exigentes

ISO374-5:2016 Level 2 - VIRUS ISO374-1:2016 TYPE C



Guantes PureZero Marin - Longitud estándar : 240 mm

Talla	XS	S	M	L	Unid./ caja	€ / caja	XL	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	006147	006148	006149	006150	100	NC -	006151	90	NC -

Guantes PureZero Marin-Xtra - Longitud : 305 mm

Talla	XS	S	M	L	XL	Unid./ caja	€ /caja
Ref.	006152	006153	006154	006155	006156	50	NC -

Guantes Halyard PUREZERO Limon y Limon-Xtra

Guantes para el laboratorio, la investigación, aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas

- De nitrilo sin polvo
- Sin látex, uso restringido de aceleradores de vulcanización para limitar el desarrollo de reacciones cutáneas
- EPI Cat. III, resistencia química tipo C (K) según EN 374-1:2016
- Resistente a la penetración de agentes infecciosos según ISO 374-5:2016
- DM Cat. I
- AQL : 1,0
- Conforme contacto con los alimentos
- Extremidades texturizadas para un mejor agarre
- Manguitos enrollados
- Caja con apertura SmartPull para facilitar la extracción controlada de los guantes
- Color: verde
- Grosor : 0,09 mm hasta la palma
- Resistencia probada en 14 tratamientos quimioterapéuticos
- Disponible en 2 longitudes para aplicaciones exigentes

ISO374-5:2016 Level 2 - VIRUS ISO374-1:2016 TYPE C



Guantes PureZero Limon - Longitud estándar : 240 mm

Talla	XS	S	M	L	Unid./ caja	€ /caja	XL	Unid./ caja	€ /caja
Ref.	006137	006138	006139	006140	200	NC -	006141	170	NC -

Guantes PureZero Limon-Xtra - Longitud : 305 mm

Talla	XS	S	M	L	XL	Unid./ caja	€ /caja
Ref.	006142	006143	006144	006145	006146	100	NC -

Guantes Halyard PUREZERO Ultra Violet

Guantes para el laboratorio, la investigación, aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas

- De nitrilo sin polvo
- Sin látex, uso restringido de aceleradores de vulcanización para limitar el desarrollo de reacciones cutáneas
- EPI Cat. III, resistencia química tipo C (K) según EN 374-1:2016
- Resistente a la penetración de agentes infecciosos según ISO 374-5:2016
- DM Cat. I
- AQL : 1,0
- Conforme contacto con los alimentos
- Extremidades texturizadas para un mejor agarre
- Manguitos enrollados
- Caja con apertura SmartPull para facilitar la extracción controlada de los guantes
- Color: azul
- Grosor : 0,07 mm hasta la palma
- Longitud 240 mm

ISO374-5:2016 Level 2 - VIRUS ISO374-1:2016 TYPE C



Guantes PureZero Ultra Violet

Talla	XS	S	M	L	Unid./ caja	€ /caja	XL	Unid./ caja	€ /caja
Ref.	006132	006133	006134	006135	250	NC -	006136	230	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB