Guantes de un solo uso MAPA



Solo 999



Solo 998



Trilites 994

Guantes de un solo uso para diversas necesidades sencillas de protección de las manos

Modelo	Material	Acabado interior	Acabado exterior	Longitud Espesor	Normas	Descripción / Aplicaciones	Talla	Ref.	Unid. de venta	€
Solo 998	Látex	Clorado	Liso, con la punta de los dedos granulada	300 mm/ 0,20 mm	Cat. 3 Tipo C VIRUS	**Descripción** + Adecuado para uso a corto plazo + Se pone y quita facilmente + Látex muy fino: flexibilidad y destreza + Puño con borde enrollado: más resistente al ponerse **Aplicaciones** + Adecuado para uso rutinario en laboratorios, hospitales y clínicas	6	430077B	Caja de 100 guantes	NC -
							7	430078B		NC -
							8	430079B		NC -
							9	430080B		NC -
Solo 999	Nitrilo	Clorado	Liso, con la punta de los dedos granulada	300 mm/ 0,10 mm	Cat. 3 Tipo B JKT VIRUS	**Descripción** + Excelente resistencia mecánica + Se pone y quita facilmente + Guante muy fino para un gesto preciso + Para personas sensibles a las proteínas del látex **Aplicaciones** + Ideal para entornos aceitosos + Apto para uso rutinario en laboratorio	6	430081B	Caja de 100 guantes	NC -
							7	430082B		NC -
							8	430083B		NC -
							9	430084B		NC -
Solo White 987				245 mm/ 0,10 mm			6	430073B	Caja de 100 guantes	NC -
							7	430074B		NC -
							8	430075B		NC -
							9	430076B		NC -
Trilites 994	Fórmula tri-polímero: Látex natural, neopreno y nitrilo	Clorado	Granita	250 mm/ 0,15 mm	Cat. 3 Tipo B KPT VIRUS	**Descripción** + Mezcla exclusiva de tres polímeros: mayor comodidad y resistencia + Protección contra salpicaduras químicas + Puño con borde enrollado: más resistente al ponerse **Aplicaciones** + Especialmente adecuado para su uso en laboratorios farmacéuticos	6	430069B	Caja de 100 guantes	NC -
							7	430070B		NC -
							8	430071B		NC -
							9	430072B		NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB