Guantes Touch N Tuff®

- Contra riesgos irreversibles
- Tecnología DTT: sólo 0,12 mm de grosor
- Muy resistente y ultrafino
- Comodidad y sensibilidad inigualables
- 100% nitrilo, sin ceras, siliconas ni plastificantes añadidos
- Tres veces más resistente a los pinchazos que el látex o el vinilo
- Borde enrollado
- Color verde
- Más ligero y fresco, pero más seguro y duradero
- Resistencia química significativamente mayor que el látex o el vinilo (aunque no está diseñado para la inmersión en productos químicos, proporciona una protección significativa contra salpicaduras accidentales)
- Disponible en versiones con y sin polvo

ISO374-5:2016
VIRUS
ISO374-1
Type B - JKPT



Guantes Touch N Tuff® sin polvo 92-600 et 92-605

Un solo uso - Puntas de los dedos lisas para una longitud de 240 mm; puntas de los dedos adherentes para una longitud de 300 mm.

Talla	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unid./ caja	€ / caja
L. 240 mm 92-600	678042	678043	678044	678045	100	NC -
L. 300 mm 92-605	062099	062100	062101	062102	100	NC -

Guantes Touch N Tuff® con polvo 92-500

Un solo uso - Texturados en las puntas de los dedos

Talla	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unid./ caja	€ / caja
L. 240 mm	678038	678039	678040	678041	100	NC -

Guantes Microflex NeoTouch®

- Guantes desechables de neopreno sin polvo
- 2 longitudes : 240 mm y 290 mm
- Color verde claro
- Prevención de alergias de tipo I y reacciones cutáneas
- Confort similar al látex
- Más resistentes a los pinchazos que los guantes de látex
- Borde enrollado para un excelente anclaje
- Revestimiento interior de poliuretano para facilitar el deslizamiento
- Las puntas de los dedos texturizadas garantizan un agarre seguro en entornos secos y húmedos
- Alta resistencia a ácidos, álcalis y alcoholes, salpicaduras de productos químicos
- Grosor : 0,13 mm

ISO374-5:2016
VIRUS
ISO374-1:2016
Type B - KPT



Guantes NeoTouch® 25-201 longitud 290 mm

Talla	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	678063	678064	678065	678066	100	NC -

Guantes NeoTouch® 25-101 longitud 240 mm

Talla	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	678059	678060	678061	678062	100	NC -

Guantes de protección química



SivoChem® 759



Dermatril® P743

Modelo	Material	Acabado	Longitud / Grosor	Normas	Descripción/Aplicación	Talla	Ref.	Unid./ caja	€ / caja
SivoChem® 759 CE	Nitrilo especial	Borde enrollado, sin polvo	390 - 410 mm/ 0,16 mm	EN374-1:2003 ISO374-2:2003 Level 2	+ Guantes de protección desechable + Buena resistencia química + Muy buena destreza	-	-	-	-
						-	-	-	-
						9	302178	40	NC -
						-	-	-	-
						11	302180	40	NC -
Dermatril® P743 CE	Nitrilo especial	Manguito largo, Borde enrollado, puntas de los dedos texturadas , sin polvo	270 - 290 mm/ 0,2 mm	EN374-3:2003 AJKL ISO374-2:2003 Level 2	+ Guantes de protección desechable + Buena resistencia química + Muy buena destreza + Resistencia al desgarro	6	302004	50	NC -
						7	302005	50	NC -
						8	302006	50	NC -
						9	302007	50	NC -
						10	302008	50	NC -
						11	302009	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB