Guantes SEMPERGUARD

Guantes desechables sencillos para uso diario.

- Clasificado como EPI cat. III según la directiva 89/686/CEE
- Ambidextros
- Conforme a la norma EC 1935/2004 para contacto con alimentos
- Normas mostradas : EN 420, EN 374-2 (AQL 1,5), EN 374-3, EN 455
- Guantes de látex: buena resistencia química a la acrilamid, a los ácidos fosfórico y nítrico / guantes de nitrilo: buena resistencia química a los hidróxidos y a la acrilamida (tabla de resistencia química en nuestras web)

	Modelo	Material	Acabado	Longitud/ Espesor (mm)	Descripción	Talla	Ref.	Unid./ caja	€ / caja
	Nitrilo Xtra Lite	Nitrilo	Dedos texturizados	240 / 0,07	Color azul lavanda Muy elástico Sin polvo Producto sanitario de clase I	S	**559017**	200	**NC -**
						M	**559018**	200	**NC -**
						L	**559019**	200	**NC -**
						XL	**559020**	180	**NC -**
	Látex Confort	Látex	Dedos texturizados	240 / 0,10	Color natural Clorado Excelente elasticidad Sin polvo Producto sanitario de clase I	S	**559005**	100	**NC -**
						M	**559006**	100	**NC -**
						L	**559007**	100	**NC -**
						XL	**559008**	90	**NC -**
	Nitrilo Confort	Nitrilo	Dedos texturizados	240 / 0,10	Señal color azul Sin polvo Producto sanitario de clase I	S	**559013**	100	**NC -**
						M	**559014**	100	**NC -**
						L	**559015**	100	**NC -**
						XL	**559016**	90	**NC -**
	Latex innercoated	Látex	Dedos texturizados	240 / 0,24	Color natural Borde enrollado Sin polvo Dispositivo médico de clase 1	XS	**559021**	100	**NC -**
						S	**559022**	100	**NC -**
						M	**559023**	100	**NC -**
						L	**559024**	100	**NC -**
						XL	**559025**	90	**NC -**



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com