¿QUÉ ES UN GUANTE DE EXAMEN ?

- Un guante de examen es un guante de un solo uso, registrado como Producto Sanitario (Medical Device: MD) en virtud de la Directiva Europea 93/42/CEE
- La finalidad de un producto sanitario es proteger al paciente. Se trata de una autocertificación del fabricante
- La mera mención de "producto sanitario" o "guante de examen" no confiere al guante ninguna propiedad particular si no se especifica nada más

CE
EN455

La norma EN-455 permite medir las prestaciones de los guantes de examen y compararlas entre sí:

EN455-1 : AQL 1,5 (Acceptable Quality Level) - Control estadístico de estanqueidad
EN455-2 : Definición de las características físicas, por ejemplo, la longitud (24 cm para un guante de examen)
EN455-3 : Evaluación biológica (medición de los niveles de proteínas en los guantes de látex)

Fuentes: shieldscientific.es y ansell.es

Guantes quirúrgicos de látex estéril Medi-Grip PF



Guantes de látex sin polvo, estériles, envasados por pares en papel despegable.

- Baja alergenicidad
- Longitud: 285 mm
- Forma anatómica
- Manguito largo
- Superficie texturizada

Talla	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	062028B	062029B	062030B	062031B	062032B	062033B	062034B	50 pares	NC -

Guantes quirúrgicos de látex antimicrobianos GAMMEX

- Guantes quirúrgicos con defensa activa
- De látex de caucho natural crema, sólido suave, cómodo
- Recubrimiento único que contiene gluconato de clorhexina con acción antimicrobiana en caso de rotura del guante
- Acabado microrrugoso
- Producción sobre formas anatómicas, palma más ancha en la superficie
- Tira adhesiva para anclar el manguito
- Marca, talla y marca L (izquierda) o R (derecha) impreso en el manguito para una fácil identificación
- Conforme a las exigencias de las normas EN 455, ISO 10282 y AS/NZS 4179



5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unid./ caja	€ / caja
678155	678156	678157	678158	678159	678160	678161	678162	25 pares	NC -

Guantes de neopreno Gammex® Sin látex

Guantes quirúrgicos estériles de neopreno sin polvo con revestimiento interior de ionómero de uretano para facilitar la colocación y mejorar el confort.

- Excelente resistencia a la perforación, buena resistencia química
- Sin polvo
- De neopreno verde, sin aceleradores ni látex natural
- Estériles
- Anatómico, ambidextros
- Manguito reforzado sin borde enrollado
- Superficie lisa con punta de los dedos texturizada, recubierta de poliuretano



5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unid./ caja	€ / caja
062008B	062009B	062010B	062011B	062012B	062013B	062014B	062015B	50 pares	NC -

Guantes de látex estériles Gammex® latex

- Guantes quirúrgicos
- Muy alta protección
- Alta sensibilidad táctil
- Con manguito grueso y resistente
- Estériles
- Envasados por pares
- Sin polvo

Visiten nuestras WEB



5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unid./ caja	€ / caja
062054B	062055B	062056B	062057B	062058B	062059B	062060B	062061B	50 pares	NC -

Guantes Micro-Touch® Affinity® Neopreno

Guantes de examen sin polvo.

- De neopreno verde
- Ambidextros, manguito reforzado sin borde enrollado
- Superficie externa: lisa con puntas de los dedos texturadas
- Superficie interior: revestimiento de poliuretano
- Marcaje CE - EN 455 partes 1 y 3 - ISO 9002 / EN 46002



Talla	XL	€ la caja de 100
Ref.	062048	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB