Guantes de examen de polietileno

Guantes ambidextros de PE transparente con buena sensibilidad táctil.
Se utiliza en las comunidades para la higiene y la limpieza.

Ref.	Talla	Longitud (mm)	Especificidad	Estéril	Unid./ caja	€ / caja
794030	Estándar	300	Envasados por pares	Sí	100	**NC -**
794031	Mujer	290	Superficie lisa	No	100	**NC -**
794032	Estándar	300	Superficie lisa	No	100	**NC -**



Dedales de nitrilo antiestático

- De nitrilo antiestático, con bajo contenido en partículas y sin polvo
- Grosor : 0,07 mm
- Longitud: 70 mm
- Color blanco
- Cumple las normativas USDA, FDA, 21 CFR, de procesamiento de alimentos

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	€/ bolsa
302037	Dedales de nitrilo antiestático	720	**NC -**



Dedales



853547



853555



853548



853556

- Diferentes materiales
- No detectable
- Cinta Profix: hágalo usted mismo
- Protección de la piel y los apósitos
- Preserva la circulación sanguínea

Ref.	Materiales	Unid./caja	€/ caja
853555	Látex beige	100	**NC -**
853547	Nitrilo azul	20	**NC -**
853550	Goma azul	10	**NC -**
853556	Tejido azul	5	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB