Crioguantes



Guantes de protección contra temperaturas muy bajas o muy altas, compuestos por una capa exterior de nylon y un forro de poliéster-algodón protegido por una película de poliolefina.

- Se puede lavar y secar a máquina
- Suave, cómodo y cálido, incluso tras una exposición prolongada al frío

2 modelos para 2 tipos de uso

Modelo	Estándar	Hermético
Aplicaciones	Ultrafrío	Atmósfera criogénica
	Congelador a muy baja temperatura Temperaturas Cámara frigorífica Manipulación del hielo seco	Atmósfera o entorno Nitrógeno líquido Barras refrigerantes Molienda criogénica

Guante de 5 dedos en 4 longitudes

+ Muñeca : 30 cm
+ Medio antebrazo : 38 cm
+ Curvada 50 cm
+ Hombro : 68 cm

NB: No sumerja nunca el guante directamente en nitrógeno líquido


Muñeca


Hombro


Codo


Medio antebrazo

Modelo	Estándar					Hermético				
Talla	Pequeño (S)	Mediano (M)	Grande (L)	Muy grande (XL)	€ el par	Pequeño (S)	Mediano (M)	Grande (L)	Muy grande (XL)	€ el par
Guante 5 dedos 30 cm	035501	035502	035503	035504	NC -	035517	035518	035519	035520	NC -
Guante 5 dedos 38 cm	035505	035506	035507	035508	NC -	035521	035522	035523	035524	NC -
Guante 5 dedos 50 cm	035509	035510	035511	035512	NC -	035525	035526	035527	035528	NC -
Guante 5 dedos 68 cm	035513	035514	035515	035516	NC -	035529	035530	035531	035532	NC -

Guantes de protección contra el frío Scilabub



- EPI Cat. III
- Para uso con material almacenado en nitrógeno líquido o a bajas temperaturas (-120 a -190°C; fase de vapor de nitrógeno líquido)
- Muy buen aislamiento, guantes más finos que permiten una gran destreza
- Fibra sintética para una mayor flexibilidad
- Resistente al agua
- Revestimiento impermeable
- Con anillo de suspensión
- Marcado CE

Talla	Guantes L = 37 cm	€ el par	Guantes L = 50 cm	€ el par	Guantes L = 60 cm	€ el par
Pequeña	446658	NC -	446662	NC -	446670	NC -
Medio	446659	NC -	446663	NC -	446671	NC -
Ancha	446660	NC -	446664	NC -	446672	NC -
Extra Large	446661	NC -	446665	NC -	446673	NC -

Astucia

¿Necesita ayuda? Vea nuestra página explicativa sobre las normas y reglamentos relativos a los guantes en la primera página del capítulo Higiene y podrá consultar nuestras guías técnicas en nuestras WEB



Delantal crioprotector

Delantal 100% impermeable para protección contra salpicaduras de nitrógeno líquido en atmósfera criogénica.

- Reversible :
- Cordones ajustables en cuello y cintura

Ref.	Longitud	€
035832	0,91 m	NC -
035533	1,06 m	NC -
035535	1,21 m	NC -
035534	1,37 m	NC -

