Mascarilla médica con visera tipo IIR

- No tejida multicapa muy cómoda y resistente a las salpicaduras de fluidos humanos (tipo IIR)
- Pliegue anatómico «Origami» y soldadura «sonrisa»* para limitar las fugas en la cara
- Puente nasal antivaho
- Visera de poliéster transparente con tratamiento antivaho en ambos lados
- Producción en sala blanca ISO 8
- Baja resistencia respiratoria
- Producto no irritante, no citotóxico y no sensibilizante
- Color azul

Ref.	Descripción	Delta P (Pa/cm²)	Filtración de bacterias	Filtración de partículas	€ caja de 25
475440	Máscara de visera con correas elásticas para las orejas	20,9	BFE ≥ 98,8 %	PFE ≥ 99,8 %	**NC -**
475441	Máscara de visera con correas	24,1	BFE ≥ 99,2 %	PFE ≥ 99,5 %	**NC -**



475441



475440

Máscarillas de protección respiratoria OP-AIR PRO Oxygen

- Máscarillas de un solo uso que protegen de las partículas sólidas y líquidas
- Uso en entornos polvorientos
- Prevención de enfermedades infecciosas de riesgo
- Doble registro :
  - + EPI cat. III según reglamento UE 2016/425; norma EN 149
  - + DM clase I tipo IIR según reglamento UE 2017/745; norma EN 14683
- Construcción soldada por ultrasonidos:
  - + filtro multicapa de polipropileno no tejido suave y flexible
  - + elástico sintético de punto
  - + puente nasal metálico
- Sin látex
- No citotóxico, no irrita la piel, no es sensibilizante
- Baja resistencia respiratoria para un mayor confort
- Utilización : Hasta 8h continuas

Ref.	Nivel de filtración	Envase	€ la caja de 50
475186A	FFP1 NR D	Bolsa individual	**NC -**
475349	FFP2 NR D	Bolsa individual	**NC -**



Máscarilla de protección respiratoria "pico de pato"

- Un solo uso, sin válvula respiratoria
- Media máscara con filtro de partículas: diseñada para proteger frente a aerosoles sólidos y líquidos
- Correas elásticas sin látex
- 4 capas de polipropileno, una de las cuales es una capa de filtro Melt blown
- Puente nasal flexible
- Tiempo de uso recomendado : 4 horas
- Clasificado como FFP2, de conformidad con la norma europea EN 149:2001
- Marcado CE conforme a la Directiva europea 89/686/CEE (SGS)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
030782	Máscara pico de pato	100	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB