Bata IsoClean® Chemo Gown

- Bata para quimioterapia
- EPI cat. III, tipo PB [6-B] (protección parcial contra salpicaduras químicas, protección contra agentes infecciosos EN 14126)
- No estéril
- Para salas blancas de clase C/D (ISO 6 a 9)
- Modelo de cuello con cierre trasero, cierre autoadherente en el cuello
- Puños de punto, correas en la cintura

EN14126 · CAT III · Type 6




XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	€ 30 unid.
073937	073938	073939	073940	073941	073942	073943	NC -

Batas de laboratorio KIMTECH™ A7

KIMTECH

Protección parcial contra salpicaduras químicas limitadas como PB[6].

- Fabricado en material SMS no tejido duradero, con un tacto similar al textil.
- Corte funcional; blusa con cuello y bolsillos, pliegue trasero y cierre botones a presión
- Costuras overlock de triple hilo para una mayor resistencia
- Tratamiento antiestático y sin silicona, conforme a la norma EN1149-1, apto para entornos críticos
- Color blanco
- Protección parcial, categoría 3
- Unisex
- De un solo uso



Alta transpirabilidad





Talla	S	M	L	XL	XXL	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	038936	038937	038938	038939	038941	15	NC -

Batas de laboratorio KIMTECH™ A7 P+

KIMTECH

- EPI Cat. III según el Reglamento (UE) 2016/425
- Protección contra salpicaduras químicas limitadas: tipo PB[6]
- De polipropileno de alto rendimiento
- Sin silicona, resistencia a la abrasión y formación mínima de pelusa (Helmke cat. II)
- Anti-estáticas, conformes a EN1149-1 : 1995
- Filtración de partículas y bacterias: 99 %
- Cuello alto para una protección total del pecho
- Puños elásticos y presilla para el pulgar
- Envasado individualmente en bolsas dobles, para zonas ISO 7 cat. C

CE 0120 · EN13034 2005 · EN1149-5 1995



Talla	S	M	L	XL	XXL	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	039039	039038	039028	039029	039040	15	NC -

Monos para sala blanca KIMTECH™

KIMTECH

Para entornos ISO 7 y 8 y salas blancas de grado C y D.

- EPI Cat. III según el Reglamento (UE) 2016/425
- Protección contra las partículas : categoría 5
- Protección ligera contra salpicaduras químicas: categoría 6
- Ropa antiestática EN1149-5:2018
- Fabricado con material SMS blanco transpirable para la protección contra las partículas
- Envasado individual (no estéril)

Aplicaciones:

+ Investigación biomédica, industria farmacéutica no estéril, biotecnología

CE 0120 · EN13034 2005 · EN ISO13982-1 2004 · EN1149-5 2008 · EN 1073-2 2002(1)



A8

KIMTECH™ A8: protección transpirable contra partículas

- Mono de cuello alto, sin capucha (A)
- Puños elásticos, presilla para el pulgar integrada (B)
- Filtración de bacterias : 94% según ASTM F2101 (C)
- Material ultraligero (45 g/m²) formación mínima de pelusa (Helmke Drum Cat. III)

Talla	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	041400	041401	041402	041403	041404	041405	041406	25	NC -