Batas Body Tech

- Protección contra salpicaduras limitadas de materiales peligrosos
- Película exterior microporosa (impermeable) + no tejido interior, suave al tacto
- Gancho en el cuello para colgar la bata
- Bata cosida
- Sistema de cierre frontal con 4 botones a presión
- Sin bolsillo
- Puños elásticos
- Color blanco
- En bolsa individual



Significado de los pictogramas: página 1215

* talla XXL : unidades/caja = 70

Talla	M/L	XXL	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	073703	073706*	80	NC -

Batas de visitante

- Bata no tejida, de polipropileno
- De un solo uso
- Cosida con mangas y puños elásticos
- Cuello que puede ser encogido y la cinta se ata por delante



Talla	Longitud (cm)	Verde	Blanco	Amarillo	Azul	€ 50 unid.
L	114	711730	711731	711728	711729	NC -
XL	127	711209	711210	711211	711212	NC -

Bata de aislamiento con cierre posterior

- De polipropileno 17 g/m² transpirable
- Elásticos con puños
- Cierre trasero con cordones en cuello y cintura
- Sin bolsillos
- Longitud: 105 cm
- Envasado en bolsas de 10 batas

NUEVO



Color	Verde	Blanco	Azul cielo	Amarillo	€ 100 unid.
Ref.	475442	475443	475444	475445	NC -

Bata de aislamiento de polipropileno

- De un solo uso
- Bata ligera y transpirable
- De polipropileno 25 g/m²
- Color azul
- Cierre espalda con correas, puños elásticos
- Mangas largas
- Talla única

NUEVO



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
475373B	Bata aislante	100	NC -

Kit para visitantes

Cada kit envasado individualmente contiene:

+ 1 gorro blanco con clip ;
+ 1 bata blanca de polietileno de 20 µm con cierre de botones a presión;
+ 2 cubrezapatos azules de polietileno;
+ 1 mascarilla blanca 1 pliegue con elástico.

Ref.	Descripción	€ 100 unid.
030724	Kit para visitantes	NC -

Kit para visitantes



Cada kit envasado individualmente contiene:

+ 1 mascarilla verde de 3 capas, de PP no tejido, con elásticos auriculares;
+ 1 gorra clip blanca, de PP no tejido 14 g/m2 ;
+ 1 bata Body Eco blanca de PP no tejido 38 g/m2 (Cat. I).

Ref.	Composición kit	€ los 50 kits
999845	1 mascarilla, 1 gorro, 1 bata talla L	NC -
999846	1 mascarilla, 1 gorro, 1 bata talla XL	NC -
999847	1 mascarilla, 1 gorro, 1 bata talla XXL	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB