Batas quirúrgicas Primary Plus SP



NUEVO

- Batas de SMS 35 g/m²
- Puños elásticos de punto de poliéster blanco
- Sujeciones con correas SMS y velcro de nylon
- Color: océano
- Estériles
- Tratamiento antiestático y antialcohol
- Cada bata viene envuelta individualmente con 2 toallas de mano y una hoja de papel crepé
- Protección del portador y del proceso contra la transferencia de microorganismos, fluidos biológicos y partículas

Ref.	Talla	Longitud (cm)	Unid./ caja	€/ caja
711774	L	119	40	**NC -**
711779	XXL - XL	157	32	**NC -**

Batas quirúrgicas Primary Plus HP



NUEVO

- Batas Alto rendimiento de SMS 35 g/m²
- Puños elásticos de punto de poliéster blanco
- Refuerzo de PE laminado en la parte delantera y las mangas
- Sujeciones con correas SMS y velcro de nylon
- Color: océano
- Estériles
- Tratamiento antiestático y antialcohol
- Cada bata viene envuelta individualmente con 2 toallas de mano y una hoja de papel crepé
- Protección del portador y del proceso contra la transferencia de microorganismos, fluidos biológicos y partículas

Ref.	Talla	Longitud (cm)	Unid./ caja	€/ caja
711780	L	119	36	**NC -**
711781	L - L	134	32	**NC -**
711782	XL	129	32	**NC -**
711783	XL - L	144	28	**NC -**
711784	XXL - L	145	28	**NC -**
711785	XXL - XL	157	28	**NC -**