Absorbentes químicos Pig HAZ-MAT


333202


333206



333207


333205


333208

- 8 capas de finas fibras de polipropileno
- Para la absorción de una amplia gama de productos químicos (por ejemplo, ácido sulfúrico al 98%, hidróxido de sodio al 30%)
- Hojas con patrón alveolado: absopción más rápida

Hojas en bolsa

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Absorción (l/bolsa)	Hojas/ bolsa	€ la bolsa
333202	Hojas de triple espesor	380 x 510	41,8	50	**NC -**
333203	Hojas de alfombrilla triple grosor	380 x 510	83,6	100	**NC -**
333204	Hojas de grosor simple	380 x 510	83,6	200	**NC -**

Hojas en caja

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Absorción (An/caja)	Hojas/ caja	Cajas/ embalaje	€/ caja
333206	Hojas triple grosor caja dispensadora	250 x 330	37,1	100	1	**NC -**
333207	Hojas triple grosor para caja dispensadora bench	330 x 250	37,1	25	4	**NC -**

Rodillos

Rollos Rip&fit : se entregan en una caja dispensadora.

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm x m)	Absorción (l/bolsa)	Rollos/ bolsa	€ la bolsa
333205	Rollo triple grosor	760 x 46	152,4	1	**NC -**
333208	Rollo triple espesor Rip&fit	380 x 18	29,7	1	**NC -**

Lab Sorb



- Para la gelificación de productos líquidos
- Los gránulos de Lab Sorb gelifican compuestos acuosos o disolventes en cuestión de minutos
- El producto gelificado se elimina fácilmente
- 450 g



Ref.	Descripción	€
053489	Lab Sorb, 450 g	**NC -**

Absorbente universal para aceites y productos químicos



- Económico:
- Para todos los líquidos
- Absorbe hasta 75 veces su propio peso
- Absorbe productos químicos o aceites
- Granulado fino a base de polímeros, sin polvo
- Indicador de color en función del compuesto a absorber: amarillo para productos de base ácida, rojo para productos alcalinos.
- Simplemente espolvorear sobre el producto derramado, recoger en forma de gel con una pala o espátula (no suministrada)

Ref.	Descripción	€
452545	Absorbente químico Chemsolute, 1 000 ml	**NC -**
452001	Absorbente químico Chemsolute, 4 000 ml	**NC -**

Absorbentes HandySorb

BRADY







- Cada hoja absorbe hasta 25 veces su peso
- No reacciona con ninguna sustancia derramada
- Hojas y cojines inertes en polipropileno expandido
- Sistema NoTouch: no hay contacto del usuario con el líquido derramado
- Alcance para el usuario: hasta 1,83 m para un uso más eficaz en zonas de difícil acceso

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
834423	Kit de inicio del Sistema HandySorb con hojas absorbentes	1	**NC -**
834420	Recambios de hojas con adaptador para el sistema HandySorb	100	**NC -**
834421	Hojas universales NoTouch para el sistema HandySorb	25	**NC -**