SCAT Safetycaps 2.0

Doble protección: para disolventes y operadores.

- Kits de tapones suministrados completos
- Se suministra con válvula de aire para evitar la contaminación de los disolventes y su evaporación en el laboratorio
- Pieza azul de PPS autoclavable hasta 200 °C
- La pieza blanca de PTFE gira 360° para facilitar el cambio de tubos sin retorcerlos. Junta FKM integrada para garantizar la estanqueidad
- Etiqueta de identificación
- Racores de PFA



Ref.	Imagen	Rosca	Válvula de aire	Conectividad	€
999212	1	GL45	1	1 x 3,2 mm	**NC -**
959196	2	GL45	1	2 x 3,2 mm	**NC -**
958775B	3	GL45	1	3 x 3,2 mm	**NC -**
959197	3	GL45	1	6 x 3,2 mm	**NC -**
959194	3	GL45	0	4 x 3,2 mm y 1 x (5 - 11,5 mm)	**NC -**

Piezas de recambio: válvula de aire

- Filtro de PTFE para protección contra disolventes
- Membrana con válvula para bloquear la evaporación de disolventes
- Etiqueta de identificación individual e indicador de cambio

Ref.	Unid./ caja	€/ caja
959276	1	**NC -**
496162	8	**NC -**
496162	10	**NC -**
959357	50	**NC -**
496163	100	**NC -**

Astucia

Vea nuestros frascos en el capítulo Vidrio

Piezas de recambio: conectores

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
959671	Para tubos Ø externo 3,2 mm azul	5	**NC -**
958773	Tapones para conectores capilares	10	**NC -**

Embudos de seguridad SCAT V2.0

- Para la recogida de residuos líquidos
- Se entregan con tamiz extraíble
- Junta de tapa para mayor estanqueidad
- Con o sin lanza de 220 mm para salida fluida
- 2 versiones : PE-HD o PE-HD conductor con cable de toma de tierra



Embudo con válvula de bola y tapa Arnold

- Cierre de válvula de bola que se levanta sólo al llenar: mayor seguridad
- Diámetro : 200 mm

	Conductor con cable y pinza de toma de tierra			PE-HD conductor con cable de toma de tierra			No conductor		
Rosca	Ref.	Ref. SCAT	€	Ref.	Ref. SCAT	€	Ref.	Ref. SCAT	€
GL45	**999277**	317622	**NC -**	**959540**	317633	**NC -**	**999276**	317642	**NC -**
S50	**959523**	317629	**NC -**	**-**	-	**-**	**999279**	317649	**NC -**
S51	**959525**	317624	**NC -**	**-**	-	**-**	**959524**	317644	**NC -**
B53	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**959526**	317632	**NC -**
S55	**959528**	317625	**NC -**	**-**	-	**-**	**959527**	317645	**NC -**
S60/61	**959529**	317621	**NC -**	**959541**	317634	**NC -**	**959434**	317641	**NC -**
S65	**959531**	317626	**NC -**	**-**	-	**-**	**959530**	317646	**NC -**
S70/71	**595533**	317628	**NC -**	**-**	-	**-**	**595532**	317648	**NC -**
B83	**959535**	317627	**NC -**	**-**	-	**-**	**595534**	317647	**NC -**
S90	**959537**	317623	**NC -**	**-**	-	**-**	**959536**	317643	**NC -**
S95	**959538**	317635	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**

Embudo con tapa Marco

- Diámetro 157 mm

	Embudo con lanza						Embudo sin lanza					
	Conductor con cable y pinza de toma de tierra			No conductor			Conductor con cable y pinza de toma de tierra			No conductor		
Rosca	Ref.	Ref. SCAT	€	Ref.	Ref. SCAT	€	Ref.	Ref. SCAT	€	Ref.	Ref. SCAT	€
GL45	**-**	-	**-**	**999252**	318992	**NC -**	**999251**	318962	**NC -**	**959435**	318952	**NC -**
S50	**999254**	318985	**NC -**	**999255**	318995	**NC -**	**-**	-	**-**	**999253**	318955	**NC -**
S51	**999220**	318983	**NC -**	**999257**	318993	**NC -**	**-**	-	**-**	**999256**	318953	**NC -**
S55	**999260**	318981	**NC -**	**999261**	318991	**NC -**	**999259**	318961	**NC -**	**999258**	318951	**NC -**
S60/61	**999264**	318980	**NC -**	**999265**	318990	**NC -**	**999263**	318960	**NC -**	**999262**	318950	**NC -**
S65	**999274**	318984	**NC -**	**999275**	318994	**NC -**	**999273**	318964	**NC -**	**999271**	318954	**NC -**

Embudo "Marco" con detección de nivel

- Roscado S60/61
- PE-HD conductor con cable de toma de tierra
- Sin lanza

Ref.	Ref. SCAT	Nivel	€
999269	317637	150 mm	**NC -**
999270	317651	190 mm	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB