Tapones de seguridad Safety Waste Caps









Safety Waste Caps V3.0 Lisa

- Cabezal de PTFE giratorio 360° para cambiar fácilmente los tubos sin retorcerlos
- Suministrado con 4 racores PFA para capilares de Ø ext. de 1,6 a 3,2 mm
- Se suministra con 3 racores de PP para tubos Ø int. 5 a 11,5 mm
- Conector GL14 para filtro de ventilación

Ref.	Ref. SCAT	Rosca	€
959550	350045	GL45	**NC -**
959551*	450045	GL45	**NC -**
959552	350050	S50	**NC -**
959553	350051	S51	**NC -**
959554	350053	B53	**NC -**
959555	350055	S55	**NC -**
959556	350060	S60/61	**NC -**
959557*	450060	S60/61	**NC -**
959558	350063	B63	**NC -**
959559	350065	S65	**NC -**
959560	350070	S70/71	**NC -**
959561	350083	B83	**NC -**
959562	350090	S90	**NC -**
959563	350095	S95	**NC -**

* Versión ESD conductiva

Accesorios

		No conductor			Conductor		
Descripción	**Rosca**	**Ref.**	**Ref. SCAT**	**€**	**Ref.**	**Ref. SCAT**	**€**
Tapón PTFE (2)	M30 X 35	**496101**	350110	**NC -**	**496103**	450110	**NC -**
Embudo Lisa (1)	M30 X 35	**496102**	350120	**NC -**	**496104**	450120	**NC -**
Tapón PTFE para filtro ventilación (3)	GL14	**496266**	107620	**NC -**	-	-	-
Tapón PTFE (6)	1/8"	**959395**	160506	**NC -**	**496269**	160523	**NC -**
Racor de tubo flexible Ø int 5 a 11,5mm (4)	1/8"	**496305**	117808	**NC -**	-	-	-
	Rosca	**Ref.**	**Ref. SCAT**	**€ 5 unid.**	**Ref.**	**Ref. SCAT**	**€**
Racor con virola para tubo rígido Ø ext 3,2 mm (5)	1/4"	**959671**	107063	**NC -**	-	-	-
Racor con virola para tubo rígido Ø ext 2,3 mm (5)	1/4"	**959396**	107059	**NC -**	-	-	-
Racor con virola para tubo rígido Ø ext 1,6 mm (5)	1/4"	**799793**	107061	**NC -**	-	-	-
Tapón (7)	1/4"	**496267**	160502	**NC -**	-	-	-

Filtro de aireación para tapón de seguridad V3.0



- 3 tamaños de filtros
- 3 tipos de carbón activo para la absorción de vapores ácidos, básicos y disolventes
- Indicador de cambio por presión en 1 botón
- Protección contra salpicaduras
- GL14

Ref.	Ref. SCAT	Talla	Vida útil máxima	Unid./caja	€/ caja
959508	410534	S	3 meses	1	**NC -**
959511	490335	S	3 meses	4	**NC -**
959509	410535	M	6 meses	1	**NC -**
959512	490336	M	6 meses	2	**NC -**
959425	407986	L	12 meses	1	**NC -**
959514	490986	L	12 meses	2	**NC -**

Tapón de seguridad universal "Jan"

Solución todo en uno para la recogida de residuos líquidos



- Incluye embudo de seguridad (con tamiz extraíble y tapa)
- Para recogida mediante embudo o tubos suministrados con filtro de ventilación V3.0 tamaño M
- 4 conexiones PFA para tubos con conexión para filtro de ventilación GL14
- 3 racores PP para tubos Ø int. 5 a 11,5 mm
- Racores y tapones incluidos

Ref.	Ref. SCAT	Rosca	€
959569	320045	GL45	**NC -**
959570*	420045	GL45	**NC -**
959571	320050	S50	**NC -**
959572	320051	S51	**NC -**
959573	320053	B53	**NC -**
959574	320055	S55	**NC -**
959575	320060	S60/61	**NC -**
959576*	420060	S60/61	**NC -**
959577	320063	B63	**NC -**
959578	320065	S65	**NC -**
959579	320070	S70/71	**NC -**
959580	320083	B83	**NC -**
959581	320090	S90	**NC -**
959582	320095	S95	**NC -**

* Versión ESD conductiva