Kit completo de embudo y bidón de seguridad

Packs con bidón y embudo

Ref.	Ref. SCAT	Vol. (L)	Rosca	Tipo de embudo	ESD	Cuba de retención	€/pack
959584	307317	5	GL45	Marco	No	No	**NC -**
959585	307318	10	GL45	Marco	No	No	**NC -**
959586	307450	10	S55	Arnold	No	No	**NC -**
959587	307320	10	S60/61	Arnold	Sí	No	**NC -**
959588	307416	10	S60/61	Marco	Sí	Sí	**NC -**
959589	307315	10	S60/61	Marco	Sí	Sí	**NC -**
959590	307321	20	S60/61	Arnold	Sí	No	**NC -**



Recipiente de recuperación de residuos de HPLC

Juego de recogida de residuos de HPLC con filtro S

Se suministra con bidón de 5 litros, 1 tapón de seguridad S50 y filtro S con indicador de cambio

Ref.	Descripción	€
959542	Juego de recogida de residuos de HPLC con filtro S	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
959543	Tapón de seguridad	**NC -**
959544	Bidón de 5 litros con rosca S50	**NC -**
959508	Filtro de escape V3,0 tamaño S con indicador de cambio	**NC -**

Set de recogida de residuos con filtro M

Se suministra con bidón de 5 litros, tapón de seguridad GL45 y filtro M con indicador de cambio

Ref.	Descripción	€
959545	Set de recogida de residuos con filtro M	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
096865	Tapón de seguridad GL45	**NC -**
799779	Bidón de 5 litros con GL45	**NC -**

Set de recogida de residuos HPLC completo

Se suministra con 4 botellas de vidrio de 5 litros


Ref.	Descripción	€
959546	Set de recogida de residuos HPLC completo	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
959276	Válvula de aire para tapón de seguridad	**NC -**







Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB