
Filtros de aire de escape EZwaste





- Filtro de carbón activo EZwaste
- Retiene vapores de productos químicos
- Fácil mecanismo de eliminación de residuos de disolventes

Cada kit contiene :

+ un contenedor de HDPE;
+ un tapón de 83 mm abierto por arriba;
+ un tapón de 83 mm cerrado;
+ un filtro EZwaste;
+ un racor acodado para filtro EZwaste;
+ de tapones para puertos no utilizados.

Kit EZwaste

Configuración	Ref.	Volumen (l)	Puerto 1/4"	Puerto 1/8"	€
A	**311164**	Tapón solo	0	6	**NC -**
	311165	4	0	6	**NC -**
	311166	5	0	6	**NC -**
	311167	10	0	6	**NC -**
	311168	20	0	6	**NC -**
B	**311169**	Tapón solo	3	4	**NC -**
	311170	4	3	4	**NC -**
	311171	5	3	4	**NC -**
	311172	10	3	4	**NC -**
	311173	20	3	4	**NC -**
C	**311174**	Tapón solo	4	4	**NC -**
	311175	4	4	4	**NC -**
	311176	5	4	4	**NC -**
	311177	10	4	4	**NC -**
	311178	20	4	4	**NC -**

Filtro EZwaste de recambio

Ref.	Unid./caja	€/ caja
311159	1	**NC -**
311160	2	**NC -**
311161	5	**NC -**

Frascos de seguridad con embudo



- Frasco de 4 litros de HDPE o de 10 litros de HDPE fluorado
- Para el almacenamiento temporal de residuos líquidos
- El embudo se enrosca en el frasco
- Con aireador
- Un filtro de polipropileno retiene las partículas grandes y/o los imanes de agitación

Ref.	Con frasco (litro)	€
029387	4	**NC -**
029388	10	**NC -**

Embudos de seguridad



- Embudo y tapa de HDPE
- Tapón de PP
- Ventilación con membrana de PTFE
- Modelos patentados
- Montaje en un frasco para la recuperación de disolventes
- La tapa evita la evaporación de los residuos orgánicos

Ref.	Boca (mm)	€
029385	38 - 430	**NC -**
029386	83B	**NC -**

Embudos de seguridad Ezwaste



- Embudo y tapa de HDPE
- Junta de estanqueidad en la tapa
- Filtro para retener barras magnéticas
- Vástago que reduce la emisión de compuestos orgánicos volátiles
- Longitud de la varilla 279,4 mm

Ref.	Volumen (ml)	Boca (mm)	Dimensiones L x P (mm)	€
311179	450	38-430	177,8 x 127	**NC -**
311180	450	53	177,8 x 127	**NC -**
311181	450	70	177,8 x 127	**NC -**
311182	450	83	177,8 x 127	**NC -**
311183	2000	38-430	279,4 x 228,6	**NC -**
311184	2000	53	279,4 x 228,6	**NC -**
311185	2000	70	279,4 x 228,6	**NC -**
311186	2000	83B	279,4 x 228,6	**NC -**