Cajas para residuos SHARPSAFE

Máxima protección para el almacenamiento de objetos contaminados, como jeringas y agujas.

- Orificio de tamaño y conformidad adecuados para permitir la evacuación con una mano de los materiales usados, incluidos los materiales asegurados
- Incinerable sin humos
- Sistema de cierre hermético a prueba de manipulaciones para evitar fugas o derrames del contenido durante la evacuación
- Estanqueidad a los líquidos residuales, resistencia a la perforación
- Conforme a las normas NF302, NFX 30-500 y ADR



Ref.	Volumen	Al x L x An (mm)	Marca NF302	Estándar NFX30-500	Unid./ caja	€/ caja
140287	7,5 litros	610 x 150 x 100	No	No	20	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
140409	Bandeja para Sharpsafe 1 l, 2 l y 3 l (10 unidades)	**NC -**

Cajas para residuos homologados

- Resistentes a la perforación
- Indicación del nivel máximo de llenado
- Tapas con cierre temporal y permanente
- Muescas para la liberación de todo tipo de agujas
- Autoclavables, incinerable sin humos
- Conforme a las normas NF302, NF X30-511 y ADR

Volumen (l)	Dim. (An x L x Al) (mm)	Foto	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
			Cajas para resíduos de bolsillo					
0,4	123 x 62 x 165	A	**168000A**	10	**NC -**	**168000**	70	**NC -**
			Cajas cuadradas para resíduos					
2	151 x 151 x 200	B	-	-	-	**168001B**	62	**NC -**
3	151 x 151 x 238	B	-	-	-	**168002B**	60	**NC -**
4	167 x 167 x 248	B	-	-	-	**168003B**	52	**NC -**
5	215 x 215 x 185	B	-	-	-	**168004B**	30	**NC -**
5 (forma alta)	167 x 167 x 300	B	-	-	-	**168005B**	40	**NC -**
6 (forma alta)	167 x 167 x 388	B	-	-	-	**168006B**	36	**NC -**
			Cajas cilíndricas para residuos					
0,6	ø 100 x 145	C	-	-	-	**168007**	100	**NC -**
0,8	ø 100 x 184	C	-	-	-	**168008**	100	**NC -**
1,5	ø 140 x 165	C	**168009A**	10	**NC -**	**168009**	100	**NC -**
2	ø 140 x 210	C	**168010A**	5	**NC -**	**168010**	75	**NC -**
5	ø 213 x 195	C	**168011A**	5	**NC -**	**168011**	55	**NC -**
7	ø 248 x 195	C	**168012A**	10	**NC -**	**168012**	40	**NC -**
			Cajas de residuos para carros					
3	155 x 155 x 220	D	-	-	-	**168013**	40	**NC -**
5	220 x 220 x 210	D	-	-	-	**168014**	40	**NC -**
10	220 x 220 x 350	D	**168015A**	10	**NC -**	**168015**	30	**NC -**


A


C


D


B

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB