Contenedores de destrucción



Los contenedores de destrucción de polipropileno permiten recoger productos sucios como jeringuillas, agujas o pipetas Pasteur. Los frascos están equipados con un tapón que puede cerrarse de forma irreversible cuando la botella está llena. Conformes a la norma NF X 30-511.

Ref.	Volumen (l)	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
999753A	0,6	130 x 114 x 72	1	**NC -**
999754A	0,8	170 x 114 x 72	1	**NC -**
999751A	1,1	230 x 114 x 72	1	**NC -**

Contenedores de residuos de 30 l, 50 l y 60 l



- Los contenedores y las tapas se piden por separado, de polipropileno
- Contenedores amarillos con etiqueta
- 2 versiones de tapa: con asa o con tapa
- Asas laterales ergonómicas
- El contenedor cumple las normas de perforación y estanqueidad ISO 23907 y las normas NFX 30-505 y NFX 30-511

Volumen (l)	30	50	60
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	404 x 334 x 315	404 x 334 x 517	404 x 334 x 646
Peso (kg)	0,72	1,125	1,325
Contenedor amarillo sin tapa	**671135**	**671138**	**671139**
Contenedor negro sin tapa	**671136**	**-**	**671140**
Recipiente azul sin tapa	**671137**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tapa con asa estándar	**671141**	**671141**	**671141**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tapa con cubierta	**671142**	**671142**	**671142**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
671143	Carro de pedales para contenedor de 2 ruedas	**NC -**
671144	Carro de pedales para contenedor de 4 ruedas	**NC -**

Cajas de residuos para pipetas



- Forma alargada, especialmente para pipetas contaminadas, pero también para agujas y jeringuillas
- Con válvula anti recuperación
- Se puede bloquear cuando está llena
- L x An x Al : 450 x 150 x 160 mm
- Volumen útil : 5 litros

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€
030535	Caja de residuos para pipetas*	16	**NC -**

* Posibilidad de suministro por unidad - consultar

Contenedores de residuos Biohazard



- Autoclavable con sus residuos
- Utiliza una bolsa autoclavable estándar
- Abertura de tapa giratoria con una sola mano
- Símbolo Biohazard universal en rojo
- De polipropileno
- Fondo perfectamente hermético

Ref.	Volumen (l)	ø x al (mm)	€/ caja
029358	5,5	210 x 270	**NC -**
029359	19	280 x 380	**NC -**

Bidón para residuos líquidos



- Envase 3H1 para residuos líquidos infecciosos
- De PE amarillo translúcido
- Conformes NFX 30-506 y ADR
- Tapón DIN 61
- Tacos de posicionamiento apilables, base ancha para una buena estabilidad

Ref.	Vol. (l)	Dimensiones (mm)	€/ caja
999746	10	192 x 232 x 320	**NC -**
999747	20	287 x 234 x 400	**NC -**