Cajas de cartón para residuos

- Cierre provisional para tapa plegable, definitiva con doble solapa
- Contenedor de cartón con bolsa de LDPE pegado en el interior para una mejor resistencia a la humedad
- Cintas de cierre de la bolsa para una mejor estanqueidad
- Asas reforzadas
- Carga máxima: 8 kg para el modelo de 25 l, 13 kg para el modelo de 50 l
- Económica y sin riesgo de contaminación para el medio ambiente
- En conformidad con la Orden del 24 de noviembre de 2003, acordada para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR)



140399

Volumen	12 l	50 l forma estándar	50 l forma baja
L x An x Al (mm)	200 x 200 x 385	295 x 295 x 580	398 x 293 x 430
Grosor caja (mm)	2,7	2,9	2,7
Tipo de bolsa PEBD	PEDB 60 µm	PEDB 60 µm	PEBD 70 µm
Carga máxima (kg)	4	13	13
Ref.	**140431**	**140432**	**140399**
€ 10 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cajas para residuos, cartón y LDPE desechables para la recuperación del vidrio



- Cajas rígidas montables para la eliminación segura de los residuos de vidrio en el laboratorio
- El vidrio se almacena con toda seguridad en una bolsa de LDPE sólida, hermética y resistente a las perforaciones
- Tapa con solapa integrada para un relleno asistido, equipada con un dispositivo de estanqueidad, se puede utilizar en cuanto esté llena
- Instrucciones de uso impresas en las cajas

Ref.	Descripción	Dimensiones An x p x Al (cm)	Unid./ caja	€/ caja
232573	Caja de residuos, desechable para el suelo 60 l	30 x 30 x 70	6	**NC -**
232574	Caja de residuos desechable para mesa 10 l	23 x 23 x 26,5	6	**NC -**

Cajas para residuos infecciosos

- Para DASRI blando
- Fondo de abertura automática
- Reforzadas en el interior con una bolsa de PE amarilla de 55 µm grosor
- Homologación según NFX 30-507 : 2018 y UN 4G/Y15/S/20
- Dos asas de transporte
- Esquinas reforzadas para mayor resistencia
- Sistema de cierre intuitivo
- Apilables





Ref.	Volumen (l)	L x An x Al (mm)	Peso máx. (kg)	€ 10 unid.
132112	50 (sup)	290 x 290 x 650	13,5	**NC -**

Contenedores de cartón para la recuperación de vidrio

- Suministrado con bolsa de polietileno de 50 µm
- Cuando la caja está llena, levante la apertura de la pestaña en posición cerrada
- Marcado en 4 idiomas (inglés, alemán, francés, español)
- Entregados planos, montaje rápido
- Disponible en 2 tamaños



Ref.	Dimensiones An x p x Al (cm)	Unid./ caja	€/ caja
948243	30 x 30 x 69	6	**NC -**
948244	20 x 20 x 25	6	**NC -**

Cajas de cartón de resíduos para incineración

- Para residuos biológicos a ser incinerados
- Cuando la caja esté llena, tire de la pestaña a la posición cerrada
- Se suministra con bolsa de polietileno Biohazard 38 µm
- Marcado en 4 idiomas (inglés, alemán, francés, español)
- Entregados planos, montaje rápido
- Disponible en 2 tamaños



Ref.	Dimensiones An x p x Al (cm)	Unid./ caja	€/ caja
948076	30,5 x 30,5 x 68,5	6	**NC -**
948077	19,6 x 19,6 x 25,4	6	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB