Bolsas individuales autoclavables


PP impresión de riesgo biológico

- Para autoclavar placas de Petri, tubos, tarros u otros productos contaminados
- Bolsas sin impresión: de PP translúcido
- Bolsas impresas con el símbolo gráfico "biohazard": de PP transparente
- Resistentes a 121 °C
- Grosor : 40 µm
- Capacidad: 3 a 33 litros


PP no impresa

Recomendación :
para soportar el autoclave, las bolsas no deben cerrarse herméticamente.

Ref.	Al x L (mm)	Volumen (l)	Bolsas impresas	Unid./ caja	€/ caja
140230	400 x 255	3	No	500	**NC -**
999740	400 x 255	3	Sí	500	**NC -**
999741	500 x 300	9	Sí	500	**NC -**
999742	600 x 400	14	Sí	500	**NC -**
140233	780 x 400	21	No	500	**NC -**
999743	780 x 400	21	Sí	500	**NC -**
140234	780 x 600	33	No	500	**NC -**
999744	780 x 600	33	Sí	500	**NC -**

Bolsas de autoclave rojas



- Indicador de esterilización integrado
- Bolsas para autoclave con el símbolo y el mención Biohazard
- Bolsas de HDPE autoclavables hasta 121°C, bolsas de polipropileno autoclavables hasta 135°C

		Bolsas grosor 30 µm de HDPE		Bolsas de polipropileno de 50 µm de grosor	
L x Al (cm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
36 x 48	200	**045890**	**NC -**	**085001**	**NC -**
48 x 58	200	**045891**	**NC -**	**085002**	**NC -**
64 x 89	200	**045892**	**NC -**	**085003**	**NC -**
79 x 97	200	**045893**	**NC -**	**085004**	**NC -**
97 x 122	100	**045894**	**NC -**	**085005**	**NC -**

Bolsas rojas para autoclave con indicador de esterilidad



- De polietileno, color rojo
- Indicador de esterilidad blanco, que se vuelve negro al esterilizar en autoclave
- Impresión del símbolo de "Biohazard" y del texto de seguridad en inglés, francés, alemán y español
- Autoclavable a 121°C

Ref.	Dimensiones An x Al (mm)	Volumen (l)	Espesor (µm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
851012	210 x 290	1,5	20	100	1000	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
851013	Soporte de mesa + 100 bolsas	**NC -**