## Bolsas para autoclave Biohazard

### Bolsas para autoclave Biohazard rojo

- En polipropileno rojo
- Símbolo y mención Biohazard
- Indicador de esterilización
- Autoclavable a 134°C



| Ref. | L x An (cm) | Volumen (l) | Espesor (µm) | Unid./caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **851030** | 40 x 78 | 38 | 50 | 500 | **NC -** |
| **851031** | 60 x 80 | 60 | 50 | 500 | **NC -** |

### Bolsas para autoclave Biohazard amarillo

- De polietileno amarillo
- Símbolo y mención Biohazard
- Muy resistentes con una costura ancha en la parte inferior
- Indicador de esterilización
- Autoclavable a 121°C



| Ref. | L x An (cm) | Volumen (l) | Espesor (µm) | Unid./caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **851032** | 30 x 50 | 8 | 50 | 500 | **NC -** |
| **851033** | 60 x 80 | 60 | 50 | 500 | **NC -** |

## Bolsas autoclavables Biohazard

- Bolsas de polipropileno
- Espesor 50 µm
- Símbolo y mención Biohazard
- Indicador de esterilización
- Autoclavable a 134°C

| Ref. | L x An (cm) | Volumen (l) | Unid./caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **851026** | 30 x 50 | 8 | 100 | **NC -** |
| **750228** | 30 x 50 | 8 | 500 | **NC -** |
| **851027** | 40 x 78 | 38 | 100 | **NC -** |
| **750229** | 40 x 78 | 38 | 500 | **NC -** |
| **851028** | 60 x 80 | 60 | 100 | **NC -** |
| **750230** | 60 x 80 | 60 | 500 | **NC -** |
| **851029** | 70 x 110 | 110 | 75 | **NC -** |
| **750231** | 70 x 110 | 110 | 350 | **NC -** |




## Bolsas para autoclave

- Bolsas para autoclave de alta temperatura
- De polipropileno grueso
- Utilización de hasta 139 °C

| Ref. | Descripción | Dim. (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **440259** | Bolsas para autoclave de alta temperatura | 310 x 660 | 200 | **NC -** |
| **440260** | Bolsas para autoclave de alta temperatura | 415 x 660 | 200 | **NC -** |
| **440261** | Bolsas para autoclave de alta temperatura | 610 x 810 | 200 | **NC -** |
| **440262** | Cinta adhesiva indicadora de esterilización | 19 | 48 | **NC -** |






Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB