Bolsas adherentes, para residuos



- De polipropileno
- Autoclavable a 121°C
- Provistos de una banda adhesiva externa
- Se fijan en todos los soportes (fregadero, mesa, campana)
- Despeje la superficie de trabajo y recoja todos los residuos sucios (puntas, tubos, trapos, etc.)
- Carga máxima aceptada : 1,3 kg
- Grosor : 25,4 µm

Ref.	L x An (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045898	203 x 254	50	**NC -**
045899	305 x 406	50	**NC -**

Soporte para bolsas de residuos



Soporte de acero recubierto de epoxi para sujetar bolsas de basura y bolsas de autoclave.

Ref.	ø x al (cm)	Para bolsas de (cm)	€
085938	18,5 x 52	30 x 61	**NC -**
086633	37 x 60	61 x 76	**NC -**
086634	37 x 75	61 x 91	**NC -**

Soporte para bolsas autoclavables



- Se entrega desmontado
- Soporte de acero para la parte superior
- Bandeja de polipropileno naranja como recordatorio de que los productos contenidos en la bolsa son biológicamente peligrosos
- El modelo pequeño puede utilizarse en la mesa de trabajo

Ref.	Para bolsas de (cm)	Dimensiones (mm)	€
085942	30 x 61	185 x 356 x 470	**NC -**
085943	61 x 76	356 x 356 x 546	**NC -**
085944	61 x 91	356 x 356 x 696	**NC -**

Bolsas económicas para autoclave



- Bolsas de residuos para autoclave de polipropileno
- Autoclavable a 121°C
- Grosor : 0,03 mm
- Con o sin impresión "Biohazard" e indicador de esterilización

	Bolsas sin impresión ni indicador			Bolsas impresas Biohazard con indicador de esterilización		
L x Al (cm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
30 x 61	**086635**	100	**NC -**	**086638**	100	**NC -**
61 x 76	**086636**	100	**NC -**	**086639**	100	**NC -**
61 x 91	**086637**	100	**NC -**	**086640**	100	**NC -**

Bolsas Biohazard de polipropileno



Bolsas de polipropileno grueso para residuos que requieren esterilización.

- Soporte de acero autoclavable (hasta 121 °C) Ref. 320084 para el modelo de bolsas 320080, mantiene la bolsa abierta
- Ideal para usar en la mesa
- Parche indicador (negro en autoclave)

Ref.	Dimensiones An x Al (mm)	Espesor (mm)	Unid./ caja	€/ caja
320080	203 x 305	40	500	**NC -**
320081	356 x 483	40	200	**NC -**
320082	483 x 584	40	200	**NC -**
320083	635 x 838	40	200	**NC -**

Soporte

Ref.	Descripción	€
320084	Soporte de acero	**NC -**

Pequeños soportes de bolsas para los residuos de mesa de trabajo







Ref.	Descripción	€
088865	Tapa de polipropileno para soporte 045895B	**NC -**

Este soporte de acero con revestimiento epoxi admite bolsas de residuos de 20 x 30 cm. Su reducido tamaño lo hace ideal para trabajos cotidianos y los residuos de materiales pequeños: puntas de pipetas, microtubos, sobre la mesa o bajo la campana. Las bolsas son autoclavables.

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045895	Soporte de bolsas, blanco, con abertura redonda	160 x 240 mm (ø x al)	1	**NC -**
045895B	Soporte de bolsas, rojo, con abertura rectangular	125 x 75 x 203	1	**NC -**
045896	Bolsa de PP transparente autoclavable	200 x 300	100	**NC -**
045897	Bolsa rojo-naranja con símbolo Biohazard e indicador de esterilización	220 x 280	100	**NC -**