Bolsa de resíduos amarilla cierre adhesivo

- Bolsa de resíduos de polietileno
- Color amarillo
- Cierre adhesivo
- Al x An : 425 x 267 mm
- Grosor : 20 µm

Ref.	Descripción	€ 200 unid.
074000	Bolsa de resíduos amarilla , cierre adhesivo	NC -



Bolsas para autoclave

Bolsas para autoclave

Bolsas para autoclave de polipropileno, para temperaturas de hasta 134°C, y de poliamida para temperaturas de hasta 160°C. El grosor de estas bolsas es de 50 micras.

Ref.	Material	L x Al (mm)	Espesor (mm)	Volumen (l)	Unid./ caja	€/ caja
643201	PP	300 x 500	50	10	500	NC -
644201	PP	400 x 780	50	30	500	NC -
645201	PP	500 x 780	50	45	500	NC -
646201	PP	600 x 780	50	65	500	NC -
030119	PP	600 x 800	50	65	100	NC -
649201	PP	700 x 1100	50	130	350	NC -
030121	PP	700 x 1100	50	130	75	NC -
643401	PA	300 x 500	50	10	500	NC -
644401	PA	400 x 780	50	30	500	NC -
646401	PA	600 x 780	50	65	300	NC -
649401	PA	700 x 1100	50	130	200	NC -



Soporte

Altura 30 cm - para bolsa Ref. 643201

Ref.	Descripción	€
851034	Soporte para bolsas 300 x 500 mm	NC -

Bolsas económicas para autoclave

Bolsas de polipropileno para autoclave. Soportan autoclave durante 30 minutos a 121°C.
Las bolsas 030118 se presentan en una práctica y limpia caja dispensadora.

Ref.	Material	L x Al (mm)	Espesor (mm)	Volumen (l)	Unid./ caja	€/ caja
030118*	PP	200 x 300	50	2	100	NC -
140236	PP	305 x 660	40	15	500	NC -
037989	PP	310 x 660	50	15	50	NC -
140235	PP	420 x 600	40	25	500	NC -
037487	PP	415 x 600	50	25	50	NC -
140233	PP	400 x 780	40	21	500	NC -
140234	PP	600 x 780	40	33	500	NC -
037991	PP	610 x 810	50	34	50	NC -

PP: polipropileno * En caja dispensadora



Bolsas económicas

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB