Papel absorbente de protección en rollo

Papel económico tipo "hoja de examen" con una cara de guata absorbente y otra impermeable.

- Ancho : 50 cm
- Precortado en tamaños de 38 cm, 180 hojas por rollo
- Color blanco
- Envasado en película plástica

Ref.	Descripción	€
030640	Rollo de papel absorbente "hoja de examen"	NC -
002985	Soporte hoja de examen 50 cm de ancho	NC -






Papel de protección de mesa de trabajo Benchkote™

Papel absorbente e impermeable para la protección de las superficies de laboratorio contra las fugas de sustancias peligrosas.

- Una cara de polietileno laminado para recoger los depósitos sin absorción, la otra cara de papel absorbe rápidamente los líquidos para impedir que se extiendan sobre la superficie de trabajo
- Versión Benchkote Plus más gruesa y absorbente para aplicaciones más exigentes (hasta 0,75 l de agua absorbida por m^2)
- Extremadamente robusto
- Captura e incineración muy fácil después de su uso

Ref.	Tipo	Presentación	Envase	€/ caja
036102	Benchkote	Hojas 46 x 57 cm	50 hojas	NC -
034994	Benchkote	Hojas 46 x 57 cm	100 hojas	NC -
036103	Benchkote	Hojas 46 x 5 2 cm	50 hojas	NC -
036104	Benchkote	Rollo 46 cm x 50 m	1 rollo	NC -
036105	Benchkote	Rollo 92 cm x 50 m	1 rollo	NC -
036106	Benchkote Plus	Hojas 50 x 60 cm	50 hojas	NC -
036107	Benchkote Plus	Rollo 60 cm x 50 m	1 rollo	NC -



Aplicaciones

+ Control de fugas de productos radioquímicos y prevención de contaminaciones
+ Recuperación de materiales valiosos vertidos inadvertidamente
+ Regulación de la atmósfera (agua o disolvente) en espacios húmedos
+ Revestimiento de paredes de equipos químicos, cajones de mesas y campanas de laboratorio

Papeles de protección de laboratorio

- Material: 80% celulosa, 20% película de polietileno
- Protección contra golpes, medios ácidos y corrosivos, productos radioquímicos
- Recuperación de materiales tras la calcinación
- Peso : 125 g/m^2 , en hojas o rollos

Ref.	Presentación	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
074129	Hoja	420 x 520	100	NC -
074130	Hoja	460 x 570	100	NC -
074131	Hoja	500 x 600	100	NC -
074132	Rollo de 50 m	Ancho : 460	1	NC -
074133	Rollo de 50 m	Ancho : 600	1	NC -
074134	Rollo de 50 m	Ancho : 490	1	NC -
074128	Rollo de 50 m	Ancho : 920	1	NC -



Papeles de protección Labmat





Papeles absorbentes revestidos con una película de polietileno impermeable. La cara absorbente retiene todas las soluciones, agua, colorantes, tampones, soluciones químicas agresivas o radioactivas. El modelo de color naranja es ideal para las zonas de riesgos biológicos

Ref.	Descripción	€ el rollo
085007	Rollo Labmat blanco 50 cm x 15 m	NC -
085008	Rollo Labmat naranja 50 cm x 15 m	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB