Set de laboratorio

- De silicona (VMQ)
- Resistencia térmica hasta + 260 °C
- Antideslizante
- Esterilizable

Color	An x L (mm) : 250 x 250	An x L (mm) : 350 x 350
Rojo	**092156**	**092158**
Negro	**092157**	**092159**
€	**NC -**	**NC -**




Bandejas de retención

Una gama de bandejas de retención adaptadas a la mesa de trabajo y disponibles en 8 capacidades para satisfacer todas las necesidades.

- Las dimensiones de los diferentes modelos ofrecen una ergonomía óptima en el puesto de trabajo
- De HDPE
- Disponible con o sin rejillas
- Varias capacidades desde 8 l hasta 100 l
- Diseño moderno y dos colores a elegir: verde anís o gris plata
- Las rejillas son extraíbles con una superficie elevada
- Profundidad máxima de 65 cm para adaptarse a la mayoría de las encimeras
- Ergonomía mejorada gracias a la integración de asas de agarre para facilitar el movimiento de las bandejas (excepto las de 5 l y 8 l)

		Color verde		Color gris		
Capacidad (l)	Dim. (mm) an x p x al	Con rejillas	Sin rejillas	Con rejillas	Sin rejillas	€
5	445 x 415 x 45	**351309**	**351311**	**351310**	**351312**	**NC -**
8	635 x 410 x 50	**351317**	**351319**	**351318**	**351320**	**NC -**
10	445 x 415 x 90	**351293**	**351295**	**351294**	**351296**	**NC -**
20	640 x 410 x 115	**351297**	**351299**	**351298**	**351300**	**NC -**
30	640 x 410 x 165	**351301**	**351303**	**351302**	**351304**	**NC -**
40	640 x 410 x 220	**351305**	**351307**	**351306**	**351308**	**NC -**
60	805 x 640 x 150	**351313**	**351315**	**351314**	**351316**	**NC -**
90	1200 x 640 x 160	**351291**	**351321**	**351322**	**351292**	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB