
Contenedores de residuos antibeta



Contenedores de residuos con capacidad para :
+ bidones de 20 litros Nalgene (modelo grande) ;
+ bidones de 10 litros (modelo pequeño) ;
+ así como cajas de cartón para residuos.

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
028033	Contenedor acrílico antibeta para caja de residuos modelo pequeño	330 x 330 x 432	NC -
028689	Contenedor acrílico antibeta para caja de residuos modelo grande	457 x 457 x 737	NC -

Gran caja de almacenamiento para tubos



Caja de acrílico para protección contra la radiación beta. Tapa abatible Puede utilizarse solo o en combinación con gradillas para tubos.

Cajas de seguridad

Ref.	Descripción	L x An x Al ext. (mm)	L x An x Al int. (mm)	€
041060	Caja antibeta	80 x 185 x 105	60 x 165 x 85	NC -

Rack para caja de seguridad – Dimensiones : 40 x 160 x 80 mm.

Ref.	Capacidad rack	€
041055	40 microtubos 0,5 ml	NC -

TFD Peau, limpiador descontaminante de radioactividad



- Jabón en crema espumoso
- Sin perfume
- Limpiador, suavizante, descontaminante de radiactividad
- PH neutro
- Evita que la piel se reseque

Astucia
Ver detergentes desinfectantes para radiactividad página 1412

Ref.	Descripción	€
711547B	TFD Peau, descontaminante de radiactividad 460 g	NC -

Contenedores de protección



Contenedores de residuos acrílicos, suministrados con una botella Nalgene de 2 litros. Grosor : 9 mm.

Ref.	Descripción	ø x al (mm)	€
029117	Contenedor de residuos radiactivos con una botella de 2 litros	140 x 286	NC -

Frascos de repuesto

Ref.	Descripción	€
029330A	Botella de recambio de 2 litros	NC -

Pantalla de protección beta



Pantalla de protección antibeta de base amplia, que actúa como bandeja para las muestras. Con laterales rectos y luego inclinados, para una mejor visibilidad del trabajo realizado.
Grosor : 9,5 mm.

Astucia
Ver también nuestras etiquetas "símbolo de radiactividad" página 1344

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
028678	Pantalla acrílica antibeta	305 x 305 x 457	NC -
028679	Pantalla acrílica antibeta	457 x 305 x 610	NC -

Espuma TFD, descontaminante de radiactividad



Eficaz en todas las operaciones de descontaminación de radioisótopos utilizados habitualmente en medicina nuclear y laboratorios de investigación.

Composición
+ agentes tensioactivos: aniónicos y no iónicos;
+ agentes secuestrantes ;
+ agentes estabilizadores de propelentes

- Detergente y desengrasante: la espuma elimina todo tipo de impurezas y grasas contaminadas
- Descontaminante de radiactividad: los agentes secuestrantes desenganchan y arrastran los radioisótopos, formando complejos metálicos hidrosolubles fácilmente eliminables
- Espuma blanca inodora
- pH = 7
- Compatible con todo tipo de materiales
- Pulverizaciones directas sobre la superficie

Ref.	Descripción	€
711171	Descontaminante de radiactividad TFD espuma 500 ml	NC -