Armarios de seguridad anticorrosión para ácidos y bases

- De PVC celular blanco : perfecta resistencia a las agresiones por líquidos corrosivos y sus vapores
- Orificios de ventilación Ø 100 mm alto y bajo para conexión
- Puertas con cerradura de llave: batientes (960544, 960546 y 960548) o corredizas (960545, 960547 y 960549)
- Pies con cilindros para nivelado
- Estantes-bandejas de retención corredizas

		Número de compartimentos		Número de estantes/ bandejas de retención					
Ref.	Dimensiones ext. Al x L x P (mm)	Principal	Secundario	Principal	Secundario	Capacidad de almacenar (l)	Capacidad de retención (l)	Peso (kg)	€
960544	630 x 635 x 578	1	1	2	2	40	28	30	**NC -**
960545	630 x 1135 x 578	2	0	4	0	72	44	60	**NC -**
960546	900 x 635 x 615	2	2	6	6	120	84	90	**NC -**
960547	1100 x 1135 x 615	2	0	6	0	100	66	110	**NC -**
960548	1900 x 635 x 615	3	3	5	5	108	70	83	**NC -**
960549	1900 x 1135 x 615	2	0	8	0	144	88	155	**NC -**
060076	Bandeja/cuba de retención corredera adicional					20	11	6	**NC -**



960549



960544

Visiten nuestras WEB

Astucia

Los armarios de seguridad se entregan en la planta baja. Si precisa que lo subamos a la planta, consultar



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER



Group Dutscher IBERICA

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB