Armarios modulables multiriesgos

- Solución modulable para el almacenamiento de productos
- Organización de compartimientos previa solicitud
- Construcción acero pintado epoxy
- Pictogramas normalizados
- Ventilación superior e inferior
- Salida en techo diámetro 100 mm para conexión eventual (excepto 060330 y 060331 en la parte trasera)
- Bandeja de retención de acero ajustable en altura
- Cuba de retención de acero desmontable en cada compartimento

Astucia

Los armarios de seguridad se entregan en la planta baja. Si precisa que lo subamos a la planta, consultar

Armarios altos, anchura 560 mm

Puertas	1 puerta de vidrio	2 puertas opacas	2 puertas opacas	3 puertas opacas	3 puertas opacas
Compartimentos	1	2	2	3	3
Dimensiones Al x An x P (mm)	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545
Capacidad de almacenamiento (l)	150	110	110	90	90
Capacidad de retención (l)	40	70	70	90	90
Bandeja de retención	3 de acero	4 de acero	2 de acero y 2 de PVC	3 de acero	3 de acero y 1 de PVC
Cuba de retención	1	2 de acero	1 de acero y 1 de PVC	3 de acero	2 de acero y 1 de PVC
Peso	60	65	65	70	70
Ref.	**060295**	**060296**	**060285**	**060297**	**060160**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Armarios altos, anchura 1120 mm

Puertas	2 puertas de vidrio	2 puertas batientes	2 puertas de vidrio batientes	4 puertas batientes	4 puertas de vidrio batientes
Compartimentos	1	2	2	4	4
Dimensiones Al x An x P (mm)	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545	1825 x 1120 x 545
Capacidad de almacenamiento (l)	300	2 x 130	2 x 130	4 x 55	4 x 55
Capacidad de retención (l)	80	2 x 40	2 x 40	4 x 35	4 x 35
Bandeja de retención	3 de acero	6 de acero	6 de acero	8 de acero	8 de acero y 2 de PVC
Cuba de retención	1 de acero	2 de acero	2 de acero	3 de acero	3 de acero y 1 de PVC
Peso	105	115	115	130	130
Ref.	**060299**	**060322**	**060323**	**060324**	**060325**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Armarios bajos, anchura 560 y 1120 mm

Puertas	2 puertas opacas	2 puertas opacas batientes	2 puertas opacas batientes
Compartimentos	2	2	2
Dimensiones Al x An x P (mm)	670 x 1120 x 545	670 x 1120 x 545	670 x 1120 x 545
Capacidad de almacenamiento (l)	-	2 x 30	2 x 30
Capacidad de retención (l)	-	2 x 30	2 x 30
Bandeja de retención	1 de acero	2 de acero y 1 de PVC	2 de acero y 1 de PVC
Cuba de retención	1 de acero	2 de acero	2 de acero
Peso	48	50	50
Ref.	**060329**	**060330***	**060331****
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



* Modelo con ventilador de serie. No utilizable para el almacenamiento de productos inflamables o disolventes
** Modelo sin ventilador

