# Bolsas Minigrip (continuación)

## Bolsas con cursor Topmatic®



- De polipropileno, transparente y brillante
- Abertura y cierre con cursor; práctico, rápido y seguro

| Ref. | Dimensiones L x P + SDF*(mm) | Espesor (µm) | Unid./caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **060550** | 125 x 90 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060551** | 180 x 110 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060552** | 220 x 115 + SDF 15 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060553** | 200 x 150 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060554** | 250 x 170 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060555** | 240 x 320 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060556** | 265 x 280 + SDF 30 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060557** | 320 x 230 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060558** | 360 x 250 | 75 | 250 | **NC -** |
| **060559** | 350 x 450 + SDF 30 | 75 | 250 | **NC -** |


* FP: Fondo plano

## Bolsas Doypack®



| | De PET con zip | | | De aluminio con zip | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones L x P + SDF*(mm) | Ref. | Unid./ caja | €/ caja | Ref. | Unid./ caja | €/ caja |
| 85 x 125 + 2 x 25 | - | - | - | **060568B** | 500 | **NC -** |
| 110 x 160 + 2 x 32 | **060561B** | 500 | **NC -** | **060569B** | 500 | **NC -** |
| 130 x 190 + 2 x 35 | **060562B** | 500 | **NC -** | **060570B** | 500 | **NC -** |
| 160 x 230 + 2 x 40 | **060563B** | 500 | **NC -** | - | - | - |
| 180 x 255 + 2 x 45 | **060564B** | 500 | **NC -** | **060571B** | 500 | **NC -** |
| 210 x 270 + 2 x 55 | **060565B** | 500 | **NC -** | **060572B** | 500 | **NC -** |
| 250 x 300 + 2 x 65 | - | - | - | **060573B** | 500 | **NC -** |
| 300 x 330 + 2 x 80 | **060567B** | 500 | **NC -** | - | - | - |

# Bolsas de polietileno con cierre de zip




- Sistema de corredera que permite un cierre seguro y rápido
- Disponibles con estuche simple o doble que permite adjuntar documentos sin que estos estén en contacto con las muestras transportadas
- Para la conservación y el transporte de muestras
- De polietileno transparente
- Grosor de 50 µm

## Bolsas dobles


| Ref. | An x Al (mm) | Área de escritura | € 1000 unid. |
|---|---|---|---|
| **140221** | 125 x 170 | No | **NC -** |
| **140220** | 125 x 170 | Sí | **NC -** |
| **140322** | 150 x 180 | No | **NC -** |
| **140222** | 160 x 220 | No | **NC -** |
| **140223** | 200 x 300 | No | **NC -** |

Disponemos de otros tamaños; consultar.
* Empanquetado cada 200 unid. (€ los 2000)

## Bolsas individuales

| Dimensiones An x Al (mm) | Sin zona de marcado | € 1000 unid. | Con zona de marcado | € 1000 unid. |
|---|---|---|---|---|
| 60 x 80 | **140212** | **NC -** | **140308** | **NC -** |
| 60 x 220 | **140318** | **NC -** | - | - |
| 70 x 100 | **140302** | **NC -** | **140309** | **NC -** |
| 80 x 120 | **140215** | **NC -** | **140310** | **NC -** |
| 100 x 150 | **140211** | **NC -** | **140210** | **NC -** |
| 120 x 170 | **140319** | **NC -** | **140317** | **NC -** |
| 120 x 180 | **140213** | **NC -** | **140311** | **NC -** |
| 150 x 180 | **140303** | **NC -** | **140312** | **NC -** |
| 150 x 200 | **140304** | **NC -** | **140313** | **NC -** |
| 160 x 220 | **140224** | **NC -** | **140214** | **NC -** |
| 170 x 240 | - | - | **140314** | **NC -** |
| 200 x 250 | **140316** | **NC -** | - | - |
| 200 x 300 | **140217** | **NC -** | - | - |
| 230 x 320 | **140306** | **NC -** | **140218** | **NC -** |
| 350 x 450 | **140307** | **NC -** | **140315** | **NC -** |

# Fundas protectoras DUSTCOVER



Para el transporte y el almacenamiento en zona estéril.

- Bolsa de protección dos caras transparentes autoadhesiva
- Película de polipropileno 50 µm
- Excelente resistencia mecánica
- Protección contra el polvo

| Ref. | L x an (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **095090B** | 150 x 250 | 500 | **NC -** |
| **095091B** | 200 x 300 | 1000 | **NC -** |
| **095092B** | 300 x 500 | 800 | **NC -** |
| **095093B** | 400 x 550 | 500 | **NC -** |
| **095094B** | 400 x 760 | 400 | **NC -** |
| **095095B** | 600 x 760 | 200 | **NC -** |