
Bolsas Whirl-Pak

El contenedor universal para muestras

- Bolsas de polietileno de baja densidad, no autoclavables
- Las resinas utilizadas son resinas FDA y USDA aprobadas para el contacto alimentario
- Esterilizadas con óxido de etileno
- Cierre de bolsas por lengüetas de metal
- Perfectamente herméticas (ideal para el transporte)
- Los volúmenes citados son aproximados
- La capacidad de las bolsas se mide cuando las lengüetas dan tres vueltas a la bolsa
- Las bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores a 82 °C
- Ideal para el almacenamiento de líquidos, polvos, alimentos y muestras diversas

Ref.	An x Al (cm)	Volumen (ml)	Espesor (mm)	Unid./ caja	€/ caja
		Bolsas estándar			
052900	7,5 x 12,5	60	57	500	NC -
052901	7,5 x 18,5	120	57	500	NC -
052902	9,5 x 18	210	76	500	NC -
052903	13 x 19	390	76	500	NC -
052904	11,5 x 23	540	64	500	NC -
052905	15 x 23	720	76	500	NC -
052906	15 x 23	720	102	500	NC -
052908	12,5 x 30,5	810	76	500	NC -
052909	12,5 x 38	1080	76	500	NC -
052910	15 x 38	1260	76	500	NC -
052911	19 x 38	2070	76	500	NC -
		Bolsa con bolsillo			
052907	15 x 25	720	64	500	NC -
		Bolsas con zona de marcado			
052915	7,5 x 12,5	60	57	500	NC -
052916	7,5 x 18,5	120	57	500	NC -
052912	7,5 x 18,5	120	64	500	NC -
052959	9,5 x 18	207	-	500	NC -
052960	13 x 19	384	-	500	NC -
052913	11,5 x 23	540	64	500	NC -
052917	11,5 x 23	540	64	500	NC -
052918	15 x 23	720	76	500	NC -
052919	15 x 23	720	102	500	NC -
052961	12,5 x 30,5	798	-	500	NC -
052920	19 x 30	1650	102	500	NC -
052962	19 x 38	2041	-	500	NC -
		Bolsas con fondo estable			
052922	7,5 x 18,5	120	64	500	NC -
052921	11,5 x 23	540	76	500	NC -
		Bolsas para muestras grandes			
052952	25,4 x 38	2721	102	250	NC -
052953	25,4 x 50,8	3637	102	250	NC -
052954	38 x 50,8	5441	102	100	NC -
		Bolsa negra			
052958	11 x 23	532	-	500	NC -





Gradillas para bolsas Whirl Pack

Ref.	Tipo	Rejilla	Dimensiones (cm)	Número de espacios	Dimensión espacios (cm)	€
052926	D	Doble	26 x 25,4 x 9	12	8,25 x 6,35	NC -
052928	F	Doble	34 x 27,3 x 10,2	20	6,35 x 6,35	NC -
052929	G	Simple	18 x 32,4 x 8,7	18	5,1 x 5,1	NC -

Compatibilidad bolsas/gradillas

Ref.	Gradillas compatibles
052900	A B C E I
052901	A B C E G I
052902	A B C E G I
052903	D F H
052904	D F
052905	D H
052906	D H
052907	D F
052908	Al
052909	Al
052910	Al
052911	Al

Ref.	Gradillas compatibles
052912	-
052913	-
052915	A B C E I
052916	A B C E G I
052917	D F
052918	D H
052919	D H
052920	Al
052921	-
052922	-

Bolsas Whirl-Pak Color

- Con zona de marcado y código de color

An x Al (cm)	Volumen (ml)	Espesor (mm)	Azul	Rojo	Blanco	Unid./ caja	€/ caja
7,5 x 18,5	120	57	052982	052983	052984	500	NC -
11,5 x 23	540	64	052985	052986	052987	500	NC -
15 x 23	720	76	052988	052989	052990	500	NC -
19 x 30	1650	102	052991	052992	052993	500	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB