Bolsas Whirl-Pak para muestreo de superficie



Bolsas con esponja de muestreo

- Recomendado para recoger muestras de superficie
- Esponja de celulosa, sin bactericida, estéril
- Dimensiones de la esponja: 3,8 x 7,6 x 1,5 cm

Ref.	An x Al (cm)	Volumen (ml)	Espesor (µm)	Unid./caja	€/ caja
052969	11,5 x 23	532	64	100	**NC -**
052971*	11,5 x 23	532	64	100	**NC -**

* Versión con guantes grandes de PE estériles

Esponja humedecida en bolsa Stomacher



Para la toma de muestras en superficies secas.

- Se entrega en una bolsa Stomacher con zip, dimensiones An x Al : 18 x 21 cm
- Dim. esponja: largo 8 cm x ancho 5,8 cm x grosor 3 mm
- Irradiado con rayos gamma
- Conservación 12 meses

Ref.	Diluyente	Vol. (ml)	Estándar	Unid./ caja	€/ caja
042077	Neutralizante	10	ISO 18593	200	**NC -**
042082	Sal de triptona	10	ISO 17604	200	**NC -**

Bolsas Whirl-Pak para mezcladores

Las bolsas para mezcladores contienen un filtro para separar los sólidos de los líquidos

Bolsas con filtro vertical



- Filtro de 250 µm
- Disponible con o sin lengüeta metálica

					Sin lengüeta		Con lengüeta	
An x An (mm)	Vol. tot. (ml)	Vol. de trabajo (ml)	Espesor (µm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
190 x 300	1627	400	76	250	-	-	**952908**	**NC -**
190 x 300	1627	400	76	250	-	-	**952909***	**NC -**

* Junta lateral para verter líquidos facilmente.

Bolsas con filtro



- Filtro de 330 µm
- Con zona de marcado

Ref.	An x Al (mm)	Volumen tot. (ml)	Vol. de trabajo (ml)	Espesor (µm)	Unid./ caja	€/ caja
052940	95 x 180	210	80	76	250	**NC -**
052944	150 x 230	720	400	102	250	**NC -**
052946	190 x 300	1650	400	102	250	**NC -**
052967	190 x 380	2041	400	102	250	**NC -**
052968	254 x 380	2721	1500	102	100	**NC -**
952912	380 x 380	4080	2500	102	100	**NC -**

Bolsas para mezcladores



Bolsas estériles con filtro lateral BagFilter

Estas bolsas están equipadas con un filtro lateral que permite la recogida de la solución a analizar, libre de fibras, ya sea mediante pipeteo con BagPipet y pipetas de paja, o por simple vertido. Estas bolsas se recomiendan para el análisis de productos cárnicos y embutidos.

Ref.	Descripción	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
140807	Bolsa filtro BagFilter®/vaciado	400	190 x 300	25	500	**NC -**
140802	Bolsa filtro BagFilter®/pipeteo	400	190 x 300	25	500	**NC -**
150391	Bolsa filtro BagFilter®/Pull-Up/ pipeteo PCR pequeños volúmenes	400	190 x 300	25	500	**NC -**
140804	Bolsa filtro BagFilter®/pipeteo	3500	380 x 510	10	100	**NC -**

Bolsas estériles sin filtro

Estas bolsas estériles (por irradiación) se utilizan para la preparación, el transporte y el almacenamiento de las muestras.
Se pueden congelar hasta -80°C.

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
140800	80	100 x 150	25	1500	**NC -**
140801	400	180 x 300	25	500	**NC -**
140803	3500	380 x 510	25	500	**NC -**

Bolsas estériles con filtro de superficie lisa BagPage

Estas bolsas tienen una gran superficie de filtración que resulta especialmente adecuada para la preparación de muestras gruesas, como el queso. En el modelo BagPage Plus, una costura en la parte superior de la bolsa facilita la localización del compartimento para muestras.

Ref.	Descripción	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
140810	Bolsa filtro de superficie total BagPage	100	100 x 150	25	500	**NC -**
140811	Bolsa filtro de superficie total BagPage Plus	400	190 x 300	25	500	**NC -**
140812	Bolsa filtro de superficie total BagPage Plus	3500	380 x 510	10	100	**NC -**