Bolsas de atar multiusos



- HDPE, transparente
- Grosor de 10 µm
- Para uso desde de -50 °C a + 120 °C

Ref.	Descripción	€
039663B	Bolsa de atar, tamaño : 230 x 310 mm (5000 unid.)	NC -
039664B	Bolsa de atar, tamaño : 350 x 500 mm (3000 unid.)	NC -

Bolsas multiusos ClearLine®



- De HDPE translúcido, grosor 0,45 µm
- Para uso hasta 121 °C

Ref.	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
076056B	350 x 530	50	NC -
076057B	500 x 930	50	NC -

Bolsas de muestras Biohazard color

- De polietileno
- Cierre de cremallera
- Area de escritura
- Doble bolsillo
- Impresión « Biohazard » en naranja
- Dimensiones: 16 x 16 cm



Ref.	Color	Unid./ caja	€/ caja
390934	Azul	1000	NC -
390935	Rojo	1000	NC -
390936	Naranja	1000	NC -
390937	Rosa	1000	NC -
390938	Violeta	1000	NC -
390607B	Amarillo	1000	NC -
390608B	Verde	1000	NC -
390854B	Transparente	1000	NC -

Bolsas de muestras Biohazard

- Bolsas de polietileno
- Cierre de cremallera
- Disponible con el símbolo y mención Biohazard
- Doble bolsillo canguro



Ref.	Símbolo Biohazard	Dimensiones L x An (mm)	Unid./ caja	€/ caja
440264	Sí	140 x 150	1000	NC -
440265	Sí	225 x 150	1000	NC -
440266	No	104 x 150	1000	NC -

Bolsas herméticas de SARANEX



- Para almacenamiento a largo plazo, para almacenamiento de muestras patológicas o valiosas, muestras forenses
- Resistente a la mayoría de ácidos, bases y conservantes como el líquido de Bouin
- Herméticos a los líquidos y al aire
- No absorben ni desprenden olores
- No altera la composición de la muestra tomada
- Resistente a golpes y desgarros, evita el uso de una bolsa doble
- Doble cierre a presión, fácil de abrir y cerrar

Ref.	Dimensiones (mm)	Volumen (ml)	€ 250 unid.
062300	150 x 150	540	NC -
062301	180 x 200	1120	NC -

Bolsas con zip para muestreo

Bolsas con zip con zona de identificación estéril.

- Gran área de apertura: 180 mm
- Tamaño An x Al = 180 x 250 mm : permite muestrear varios cientos de gramos incluso porciones enteras
- Cierre facilitado por el zip
- Área de identificación: registro directo con bolígrafo o rotulador (sin necesidad de etiqueta adicional)
- Resistente a los alimentos calientes
- Envase: 10 packs de 100 bolsas



Ref.	Descripción	€ 1000 unid.
853081C	Bolsas ZIP de muestreo con zona de identificación estéril	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB