Bolsas Diag P650 / UN 3373



800411



800415

- Bolsas con cierre adhesivo para el transporte de muestras biológicas de categoría B
- Conforme a las normas de transporte de muestras; marcado P650 / UN 3373

Bolsas simples

De PE espesor 70 µm.

Ref.	Dimensiones (mm)	€ 100 unid.
800410	165 x 170	**NC -**
800411	165 x 275	**NC -**
800412	255 x 385	**NC -**
800413	385 x 580	**NC -**
800414	590 x 620	**NC -**
800448	575 x 595	**NC -**

Bolsas dobles

Con bolsillo lateral para el transporte de documentos.
De PE, espesor 70 µm.

Ref.	Dimensiones (mm)	€ 100 unid.
800415	165 x 265	**NC -**
800416	165 x 275	**NC -**

Bolsas Diag norma IATA

Resistentes a 95 kPa, compatible con el transporte aéreo.
De PE, 160µm de espesor, con fuelle.
Con bolsillo lateral para el transporte de documentos.

Ref.	Dimensiones (mm)	€ 100 unid.
800449	130 x 165 + 110	**NC -**
800450	190 x 235 + 130	**NC -**
800451	220 x 295 + 130	**NC -**

Materiales absorbentes para tubos o en hojas



800408



800404

- Absorbentes flexibles con una cara de PE impermeable

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
800400	Material absorbente para 1 tubo pequeño	100	**NC -**
800401	Material absorbente para 1 tubo mediano	100	**NC -**
800402	Material absorbente para 2 tubos	100	**NC -**
800403	Material absorbente para 3 tubos	100	**NC -**
800404	Material absorbente para 4 tubos	100	**NC -**
800405	Material absorbente para 6 tubos	100	**NC -**
800406	Material absorbente : hoja 90 x 127 mm capacidad 15 ml	1000	**NC -**
800407	Material absorbente : hoja 200 x 300 mm capacidad 150 ml	100	**NC -**
800408	Material absorbente : hoja 200 x 300 mm capacidad 600 ml	100	**NC -**
800409	Material absorbente : almohadilla 25 g gran capacidad	100	**NC -**

Bolsas Diag nominatvas



800417

- De polietileno
- Grosor : 70 µm
- Para el almacenamiento y registro de diversos objetos y muestras
- Llevan un número de identificación único en cada bolsa
- Cierre adhesivo

Ref.	Descripción	Dim. (mm)	€
800417	Bolsa Diag nominativa	190 x 260	**NC -**
800418	Bolsa Diag nominativa	260 x 385	**NC -**
800419	Bolsa Diag nominativa con asa	600 x 510	**NC -**
800437	Etiqueta estándar de transporte THIS WAY UP	60 x 100	**NC -**