## Envasados para transporte de muestras biológicas

- Para el transporte de muestras de las categorías A o B
- Kits y envases de acuerdo con las recomendaciones UN 2814 o UN 3373 / transporte P620 o P650


800439


800447

| Ref. | Descripción | Contenido | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **800447** | Kit completo para enviar por correo de 4 tubos P650 UN 3373 | Sistema de envío minimailbox: transporte seguro para el transporte de materiales biológicos conforme a la normativa de envase P650 | 100 | **NC -** |
| **800438** | Kit envase P620 UN 2814 para 4 tubos | Kit completo que contiene una caja de cartón, un amortiguador sintético, un recipiente verde de 500 ml y 4 almohadillas absorbentes. El envase es adecuado para el transporte aéreo | 1 | **NC -** |
| **800439** | Kit envase P650 UN 3373 para 4 tubos | Kit completo que contiene una caja de cartón, un amortiguador sintético, un recipiente verde de 500 ml y 4 almohadillas absorbentes. El envase es adecuado para el transporte aéreo | 1 | **NC -** |
| **800440** | Frasco verde 500 ml con topes y absorbente para 4 tubos - P620-P650 | Contenedor de transporte de PP sólido y hermético, con amortiguadores y 4 bolsillos absorbentes. El contenido es adecuado para 4 tubos de 10 ml | 1 | **NC -** |
| **800441** | Frasco verde 500 ml con topes y absorbente para 4 tubos/hisopos - P620-P650 | Contenedor de transporte de PP sólido y hermético, con amortiguadores y 4 bolsillos absorbentes. El contenido es adecuado para 4 hisopos | 1 | **NC -** |
| **800442** | Caja de cartón postal UN 2814 para frasco verde 500 ml - Dimensiones 100 x 100 x 180 mm | Caja de cartón UN 2814 adaptado para los frascos verdes de 500 ml | 10 | **NC -** |
| **800443** | Caja de cartón postal UN 2814 para frasco verde 800 ml - Dimensiones 100 x 100 x 220 mm | Caja de cartón UN 2814 adaptado para los frascos verdes de 800 ml | 10 | **NC -** |
| **800444** | Caja de cartón postal UN 3373 para frasco verde 500 ml - Dimensiones 100 x 100 x 180 mm | Caja de cartón UN 3373 adaptado para los frascos verdes de 500 ml | 10 | **NC -** |
| **800445** | Caja de poliestireno UN 3373 para cartón de 35 l | Caja de espuma de poliestireno gris, reutilizable, para el envío de muestras biológicas en transporte envasado | 1 | **NC -** |
| **800446** | Caja de cartón postal 35 l para caja 800446 | Caja de cartón marrón para caja isotérmica 800446 | 20 | **NC -** |

## Blísteres de transporte para muestras biológicas de categoría B

- Para la protección de tubos, frascos e hisopos durante el transporte
- De polipropileno, grosor 0,8 mm

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **800421** | Blister cyto para tubo e hisopo | **NC -** |
| **800422** | Blíster parasitológico | **NC -** |
| **800423** | Blister heces 1 tubo | **NC -** |
| **800424** | Blister heces 2 tubos | **NC -** |
| **800425** | Blister bote 15 ml | **NC -** |
| **800426** | Blister muestreo de sangre 1 tubo | **NC -** |
| **800427** | Blister muestreo de sangre 2 tubos | **NC -** |
| **800428** | Blister muestreo de sangre 3 tubos | **NC -** |
| **800429** | Blister muestreo de sangre 6 tubos | **NC -** |
| **800430** | Blíster para 1 hisopo | **NC -** |
| **800431** | Blíster para 2 hisopos | **NC -** |
| **800432** | Blister multi-hisopos y placa de Petri | **NC -** |
| **800433** | Blister multi-tubos | **NC -** |


800421


800429

## Kits de transporte UN3373 y UN 2814

- Caja de transporte con solapa
- Serigrafía negra estándar UN 2814 o UN 3373
- Bote con cierre inviolable
- Impresión personalizada previa solicitud

| Ref. | Tipo | Dim. Ext. L x An x Al (mm) | Características bote y caja | Bolsa 95KPa Tipo A5 | Bolsa Minigrip | Absorbente 150 ml | Plástico burbujas 30 x 40 cm | Kit 3 espumas : 1 bloque cilíndrico de espuma para 2 tubos + 2 arandelas de espuma | Porta tubos de espuma 14 agujeros | Conforme | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800000** | 650ml estándar UN 3373 | 100 x 100 x 200 | Bote 650 ml (Ø x Al : 75 x 150 mm), cierre inviolable, Caja de protección térmica aluminizada | X | X | X | X | - | - | ADR/IATA P 620 & P 650 (UN 3373 - UN 2814 -UN 2900) para el transporte de sustancias biológicas de la categoría A & B N° ONU 918 208 | **NC -** |
| **800011** | 650ml estándar UN 2814 | | | X | X | X | X | - | - | | **NC -** |
| **800012** | 1000 ml UN 3373 | 135 x 135 x 190 | Bote de rosca 1000 ml, (Ø x Al : 110 x 150 mm), certificado IBE / BVI 95 KPa, Caja con lengüetas de bloqueo UN 3373 + 2 flechas, Se entrega montada | - | - | - | - | X | X | ADR/IATA P 620 /UN 3373 para el transporte de sustancias biológicas de categoría B | **NC -** |
| **800008** | | | | - | - | X | X | - | - | | **NC -** |
| **800006** | 1250 ml estándar UN 2814 | 123 x 123 x 196 | Bote con tapa de rosca, 1250 ml (Ø x Al : 100 x 160), cierre hermético | X | X | X | X | - | - | ADR/IATA P 620 & P 650 (UN 3373 - UN 2814 -UN 2900) para el transporte de sustancias biológicas de la categoría A & B N° ONU 991 837 | **NC -** |
| **800009** | | | | - | - | - | X | - | X | | **NC -** |
| **800004A** | | | | - | - | - | X | X | - | | **NC -** |
| **800010** | 1250 ml estándar UN 3373 | | | X | X | X | X | - | - | | **NC -** |
| **800013** | | | | - | - | - | X | - | X | | **NC -** |
| **800007** | | | | - | - | - | X | X | - | | **NC -** |
| **800005** | 2000 ml estándar UN 3373 | 165 x 160 x 217 | Bote Ø x Al : 120 x 184, Codificación REF | X | - | x 2 | X | - | - | ADR/IATA P 650 (UN 3373 - UN 2900) para el transporte de sustancias biológicas de la categoría B | **NC -** |



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB