Recipientes de aluminio

075704



075712



075718



075719



Bandejas rectangulares

Ref.	Capacidad (ml)	L x An x Al (mm)	Unid./caja	€/ caja
075704	160	100 x 64 x 38	100	**NC -**
075705	330	121 x 83 x 47	100	**NC -**
075707	340	160 x 110 x 26	100	**NC -**
075708	550	200 x 103 x 39	100	**NC -**
075710	930	228 x 176 x 28	100	**NC -**
075711	2170	316 x 215 x 43	100	**NC -**

Cápsulas redondas

Ref.	Capacidad (ml)	Ø x al (mm)	Unid./caja	€/ caja
075712	28	64 x 13	100	**NC -**
075713	115	80 x 34	100	**NC -**
075714	110	99 x 25	100	**NC -**
075715	110	96 x 24	100	**NC -**
075716	205	127 x 26	100	**NC -**
075717	280	114 x 50	100	**NC -**

Plato

Ref.	Capacidad (ml)	Ø x al (mm)	Unid./caja	€/ caja
075718	390	217 x 15	100	**NC -**

Cápsula para pesar

Ref.	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
075719	100 x 7	80	**NC -**

Papel de pesaje 100 x 100 mm

Ref.	Descripción	€
074041	Papel de pesaje - 1000 hojas	**NC -**

Astucia

Vea nuestras otras bandejas para pesar pág. 1000 a 1001



Película hermética Saran

Película hermética para el cierre rápido de recipientes

- Sin pliegues, sin pegamento
- En rollo
- Protege al usuario de productos tóxicos, contaminantes
- Grosor : 10 µm



Ref.	Descripción	L x an (m)	€ el rollo
090264	Saran espesor estándar 10 µm	300 x 0,29	**NC -**

Película extensible Filmpro

Película extensible para el cierre instantáneo de todos los recipientes.

- Económica, en rollo
- Espesor 10 µm



	Sin regla		Con regla	
L x An (m)	Ref.	€ el rollo	Ref.	€ el rollo
300 x 0,3	**039408**	**7,10 -**	**039458**	**10,60 -**
300 x 0,45	**039409**	**11,90 -**	**039459**	**15,10 -**

Cinta de junta para cierre de frascos

Cinta estirable para cerrar de forma hermética y reforzada los frascos del laboratorio.

- Impermeable
- Buena resistencia química y a las altas temperaturas
- En rollo de 35 m
- Ancho : 19 mm



Color	Blanco	Amarillo	Rojo	€ el rollo
Ref.	**053083**	**053081**	**053082**	**86,80 -**

Cinta de cierre para placas de Petri



Cinta adhesiva estirable para sellar y cerrar placas de Petri y microplacas.

- Limita los riesgos de evaporación
- Reduce los intercambios gaseosos y los riesgos de contaminación
- Ancho : 12,7 mm, longitud : 35 m
- Buena resistencia a los disolventes, impermeable a los líquidos
- Temperaturas de uso : de - 30 °C a + 70 °C

Color	Transparente	Blanco	Rojo	Amarillo	Azul	€ el rollo
Ref.	**053001**	**053002**	**053003**	**053004**	**053005**	**87,30 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB