Película extensible Parafilm





006787

Film estirable especial para el sellado de contenedores de laboratorio.

- Grosor : 200 µm
- Impermeable a los líquidos, permeable a los gases
- Temperatura de uso: -10 °C a +60 °C
- Entregado en rollo, en un desenrollador de cartón

Ancho (cm)	5	10	10	50
Longitud (m)	75	38	75	15
Ref.	090261	090260	090998	090999
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Dispensador de acrílico para Parafilm con cortador

Dispensador de acrílico para rollo de Parafilm

- Cuchilla de corte reemplazable
- Tapa abatible
- Para 1 rollo de 10 cm o 2 rollos de 5 cm

Ref.	Descripción	€
006787	Dispensador de acrílico para Parafilm con cortador	NC -

Dispensador para Parafilm con cortador

Dispensador con cortador deslizante y botón giratorio de alimentación de película.

- Limpio, ordenado, práctico
- Para rollos de 5 y 10 cm de ancho

Ref.	Descripción	€
090997	Dispensador con cortador para Parafilm	NC -



Película extensible Seal-R-Film



- Evita la evaporación y la contaminación
- Permite un cierre hermético
- Se puede estirar hasta 3 veces su longitud original
- Cada rollo tiene su propio número de lote para una mejor trazabilidad
- Grosor : 140 µm
- Impermeable a los líquidos, permeable a los gases
- Temperatura de uso: -20 °C a +46 °C
- Entregado en rollo, en un desenrollador de cartón

Ref.	Descripción	€
090254	Seal-R-Film rollo 5 cm x 75 m	NC -
090255	Seal-R-Film rollo 10 cm x 75 m	NC -

Dispensador de Parafilm Top Cut ClearLine®

ClearLine



Fácil de usar, se coloca directamente en la caja de Parafilm.

- De ABS
- Fácil de limpiar
- Para 1 rollo de 10 cm o 2 rollos de 5 cm
- Cortador de cursor para un corte seguro
- Dim. L x Pr x Al: 123 x 172 x 99 mm

Ref.	Descripción	€
257014	Dispensador de Parafilm Top Cut ClearLine®	NC -

Dispensador de Parafilm



Para la distribución de rollos de 50 ó 100 mm de ancho.

Ref.	Descripción	€
037770	Dispensador azul	NC -
320049	Dispensador verde	NC -
320050	Dispensador rojo	NC -
037771	Cuchillas de corte de recambio (5 unid.)	NC -