Cintas adhesivas ClearLine®

ClearLine

Rollos de cinta adhesiva de colores diseñados para el laboratorio

- Robustas, Resistentes al agua, al aceite y a los ácidos
- Se utilizan en congeladores a -80°C y en autoclave 15 min. a +121 °C
- Para marcaje con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies: vidrio, plástico y metales
- Fácil y limpio de quitar
- Disponible en 2 longitudes (12 m y 55 m) y 3 anchuras (13, 19 y 25 mm)



Astucia

Cintas impresas personalizadas: Consultar

Rainbow Packs : colores variados

Descripción	Contenido (en rollos)							Ref.	€
	Blanco	Amarillo	Rojo	Naranja	Verde	Azul	Rosa		
Rainbow Pack : 24 rollos 12 m x 13 mm	5	4	3	3	3	3	3	188007	NC -
Rainbow Pack : 16 rollos 12 m x 19 mm	4	2	2	2	2	2	2	188015	NC -
Rainbow Pack : 12 rollos 12 m x 25 mm	2	2	2	1	2	1	2	188023	NC -

Cinta adhesiva ClearLine® longitud 12 m

Ancho (mm)	13		19		25	
Número de rollos	6	1	4	1	3	1
Blanco	188000	188000A	188008	188008A	188016	188016A
Amarillo	188001	188001A	188009	188009A	188017	188017A
Verde	188002	188002A	188010	188010A	188018	188018A
Rojo	188003	188003A	188011	188011A	188019	188019A
Naranja	188004	188004A	188012	188012A	188020	188020A
Azul	188005	188005A	188013	188013A	188021	188021A
Rosa	188006	188006A	188014	188014A	188022	188022A
Turquesa	188048	188048A	188050	188050A	188052	188052A
Fucsia	188049	188049A	188051	188051A	188053	188053A
Ocre	188061	188061A	188071	188071A	188081	188081A
Salmón	188062	188062A	188072	188072A	188082	188082A
Cobre	188063	188063A	188073	188073A	188083	188083A
Violeta	188064	188064A	188074	188074A	188084	188084A
Lavanda	188065	188065A	188075	188075A	188085	188085A
Gris	188066	188066A	188076	188076A	188086	188086A
Tilo	188067	188067A	188077	188077A	188087	188087A
Verde-limón	188068	188068A	188078	188078A	188088	188088A
Oro	188069	188069A	188079	188079A	188089	188089A
Plata	188070	188070A	188080	188080A	188090	188090A
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Cinta adhesiva ClearLine® longitud 55 m

Ancho (mm)	13		19		25	
Número de rollos	6	1	4	1	3	1
Blanco	188024	188024A	188031	188031A	188038	188038A
Amarillo	188025	188025A	188032	188032A	188039	188039A
Verde	188026	188026A	188033	188033A	188040	188040A
Rojo	188027	188027A	188034	188034A	188041	188041A
Naranja	188028	188028A	188035	188035A	188042	188042A
Azul	188029	188029A	188036	188036A	188043	188043A
Rosa	188030	188030A	188037	188037A	188044	188044A
Turquesa	188054	188054A	188056	188056A	188058	188058A
Fucsia	188055	188055A	188057	188057A	188059	188059A
Ocre	188091	188091A	188101	188101A	188111	188111A
Salmón	188092	188092A	188102	188102A	188112	188112A
Cobre	188093	188093A	188103	188103A	188113	188113A
Violeta	188094	188094A	188104	188104A	188114	188114A
Lavanda	188095	188095A	188105	188105A	188115	188115A
Gris	188096	188096A	188106	188106A	188116	188116A
Tilo	188097	188097A	188107	188107A	188117	188117A
Verde-limón	188098	188098A	188108	188108A	188118	188118A
Oro	188099	188099A	188109	188109A	188119	188119A
Plata	188100	188100A	188110	188110A	188120	188120A
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Dispensadores para rollos ClearLine®

Ref.	Descripción	€
188045	Dispensador multirollo para cintas adhesivas 55 m, 4 compartimentos de 60 mm	NC -
188046	Dispensador multirollo para cintas adhesivas 12 m, 4 compartimentos de 65 mm	NC -
188047	Dispensador individual para cintas adhesivas ClearLine® 12 m	NC -
188060	Dispensador individual para cintas adhesivas ClearLine® 12 y 55 m	NC -



Cintas adhesivas grabables

- Adhesivo de resina de caucho sin residuos y resistente a los disolventes
- Utilizable de - 80 °C à + 154 °C
- Autoclavable, resistente a la irradiación gamma (de 13 a 45 kGy)

Longitud (m)	13			36			54		
Ancho (mm)	13	19	25	13	19	25	13	19	25
Blanco	947677	947678	947679	947687	947688	947689	947705	947706	947707
Rojo	-	-	-	947690	947691	947692	-	-	-
Amarillo	947680	947681	947683	947693	947694	947695	-	-	-
Verde	947684	947685	947686	947696	947697	947698	-	-	-
Azul	-	-	-	947699	947700	947701	-	-	-
Naranja	-	-	-	947702	947703	947704	-	-	-
Unid./caja	6	4	3	6	4	3	6	4	3
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB