Cinta adhesiva - 196 °C a + 288 °C

- Cinta resistente a temperaturas extremas
- Superficie texturizada
- Ideal para congelación con nitrógeno líquido o marcado de productos para esterilización, horno o incubador

Ref.	Anchura x Longitud	€ el rollo
140275	12,7 mm x 7,6 m	NC -
140276	19 mm x 7,6 m	NC -
140277	25 mm x 7,6 m	NC -



Cinta adhesiva lisa



- Cinta papel lisa para cierre hermético
- Ideal para cerrar y aislar los locales antes de las desinfecciones

Ref.	Descripción	€ el rollo
150286A	Rollo de 18 mm x 50 m	NC -
150264C	Rollo de 24 mm x 50 m	NC -
150265C	Rollo de 36 mm x 50 m	NC -
150266C	Rollo de 48 mm x 50 m	NC -


Cinta adhesivas de aluminio



- Puede utilizarse como barrera de vapor para sellar juntas y grietas
- Posibilidad de marcar con rotulador

Ref.	Rango de temperatura (°C)	Espesor (mm)	Rollo (m)	€
764005	-40 a + 140	0,04	100	NC -
764006	-40 a + 89	0,1	50	NC -

Dispensador múltiple de cinta adhesiva



- Para rollos de 12 a 25 mm de ancho
- Diámetro del mandril : 27 y 78 mm
- Para 4 rollos de 25 mm de anchura, y 5 o más rollos de 12 a 19 mm
- Dimensiones: 302 x 143 x 106 mm

Ref.	Descripción	€
086000	Dispensador de cinta adhesiva ecológica para fijar*	NC -
947732	Dispensador de cinta adhesiva, base pesada de metal	NC -

* no incluye los tornillos

Dispensadores para cintas adhesivas



2 tipos de dispensadores :

+ el dispensador manual para 2 rollos de 12 metros, ancho 13 mm o 25 mm ;
+ el dispensador múltiple de acrílico transparente para todas las anchuras de rollo (capacidad máxima 240 mm de ancho)

Ref.	Descripción	€
140451	Dispensador manual para 2 rollos de 12 m de 13 mm o 1 rollo de 12 m de 25 mm de anchura	NC -
140265	Dispensador de acrílico para cintas de 55 m	NC -