Etiquetas rectangulares autoadhesivas para microtubos y tubos Tough-Tags





- Etiquetas para microtubos y tubos
- Etiquetas precortadas en hoja para impresora de ordenador
- Modelos en color, blanco y transparente
- Soportan temperaturas entre - 40 °C y + 100 °C (baño maría)
- Congelables y autoclavables
- Químicamente resistentes
- Irrompibles
- Marcado con bolígrafo, rotulador, lápiz, rotulador
- No se despegan accidentalmente

Tamaño de la etiqueta (mm)	32 x 13	24 x 13	20 x 7	38 x 19
Para tubos tipo	Microtubos	Microtubos	Microtubos	Tubos
1,5 y 2 ml	0,5 ml	0,2 ml	hemólisis	
En rollo de	1000	1000	1500	1000
Blanco	**053044**	**053049**	**053056**	**053057**
Rojo	**053045**	**053050**	-	-
Amarillo	**053046**	**053051**	-	-
Azul	**053047**	**053052**	-	-
Verde	**053048**	**053053**	-	-
Naranja	**053519**	**053518**	-	-
Transparente	**053054**	**053055**	-	-
Super CRYO -196 °C	**053071**	**053409**	-	**053072**
€ el rollo	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

En hoja tamaño carta US, para impresoras de ordenador (láser), etiquetas estándar, colores				
Estándar, paquete de 25 hojas de	85 etiquetas	119 etiquetas	-	60 etiquetas
ó	2125 etiquetas	2975 etiquetas	-	1500 etiquetas
Blanco	**053068**	**053069**	-	**053070**
Verde	**053483**	**053494**	-	**053503**
Naranja	**053488**	**053499**	-	**053504**
Rojo	**053487**	**053491**	-	**053505**
Amarillo	**053476**	**053493**	-	**053506**
Azul	**053498**	**053500**	-	**053502**
Surtido	**053173**	**053501**	-	**053507**
€ el paquete	**NC -**	**NC -**	-	**NC -**

En hojas de 21,6 x 27,9 cm para impresoras de ordenador, etiquetas estándar, blancas o transparentes								
L x An (mm)	38 x 19	38 x 13	27 x 13	25 x 25	23 x 8	67 x 5	41 x 16	216 x 279
Disposición por hojas	5 x 12	5 x 16	6 x 16	8 x 10	7 x 22	3 x 33	4 x 16	-
Número de etiquetas por hoja	60	80	96	80	154	99	64	Para recortar
Para	General 0,5 ml	Tubos de microscopio	Tubos 0,5 a 2 ml	Portaobjetos de 0,2 ml	Tubos PCR	Microplacas	General	-
1,5 a 2 ml								
Número de etiquetas por paquete	1200	1600	1920	2000	3850	2475	1600	25
Transparente	**053509**	**053510**	**053511**	-	-	-	-	-
Blanco	-	-	-	**053512**	**053514**	**053515**	**053516**	**053517**
€/paquete	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Etiquetas resistentes al xileno

- Etiquetas de poliéster
- Alta resistencia a los disolventes
- Temperatura de uso: - 40 °C a + 121 °C
- Resistente al baño maría, al autoclave y a la congelación hasta -40°C

L x An (mm)	22 x 22
Para	Portaobjetos de microscopio
Rollo de 100	**053521**
€ / rollo	**NC -**

Astucia

Ver también: Etiquetas Brady en hojas imprimibles pág. 1344