Etiquetas para criogenia ClearLine®

ClearLine

- Temperatura de funcionamiento : -196 °C a +121 °C
- En hoja tamaño carta US, para impresora láser
- Marcado con bolígrafo y rotulador
- No se desprende en un baño de agua

Nuestra Selección



188459



188401

Etiquetas de seguridad

Ø (mm)	9,5
Biohazard	188499
Radioactividad	188500
Unid./rollo	1000
€	NC -

Etiquetas en hoja

Dimensiones L x An o Ø (mm)	9,5	13	24 x 13	33 x 13	38 x 6	38 x 19	43 x 19	67 x 25	76 x 51	25 x 25
Para	Microtubos 0,5 - 1,5 ml	Microtubos 1,5 - 2 ml	Microtubos 0,5 ml	Microtubos 1,5 - 2 ml	Microplacas	General	Criotubos	Cajas	Cajas	Portaobjetos de microscopio
Blanco	188401	188408	188415	188422	188429	188436	188443	188450	188457	188458
Azul	188402	188409	188416	188423	188430	188437	188444	188451	-	-
Verde	188403	188410	188417	188424	188431	188438	188445	188452	-	-
Amarillo	188404	188411	188418	188425	188432	188439	188446	188453	-	-
Naranja	188405	188412	188419	188426	188433	188440	188447	188454	-	-
Rojo	188406	188413	188420	188427	188434	188441	188448	188455	-	-
Unidades/paquete	3840	3840	2380	1700	3120	1200	1040	600	240	1600
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Colores surtidos	188407	188414	188421	188428	188435	188442	188449	188456	-	-
Unidades/paquete	4800	4800	2975	2125	3900	1500	1300	750		
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-

Etiquetas en rollo

Dimensiones L x An o Ø (mm)	9,5	13	19	25	21 x 7	24 x 13	33 x 13	38 x 19
Para	Microtubos 0,5 - 1,5 ml	Microtubos 1,5 - 2 ml	Tubos 15 - 50 ml	Tubos 50 ml	Microtubos 0,5 ml	Microtubos 0,5 ml	Microtubos 1,5 - 2 ml	Uso general
Blanco	188459	188471	188483	188484	188485	188486	188487	188493
Lavanda	188460	188472	-	-	-	-	-	-
Azul	188461	188473	-	-	-	-	188488	188494
Verde	188462	188474	-	-	-	-	188489	188495
Amarillo	188463	188475	-	-	-	-	188490	188496
Naranja	188464	188476	-	-	-	-	188491	188497
Rosa	188465	188477	-	-	-	-	-	-
Rojo	188466	188478	-	-	-	-	188492	188498
Café	188467	188479	-	-	-	-	-	-
Oro	188468	188480	-	-	-	-	-	-
Plata	188469	188481	-	-	-	-	-	-
Unid./rollo	1000	1000	1000	500	1500	1000	1000	1000
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Colores surtidos*	188470	188482	-	-	-	-	-	-
Unid./rollo	5000	5000	-	-	-	-	-	-
€	NC -	NC -	-	-	-	-	-	-

* Colores: verde, rojo, azul, amarillo y morado.

Dispensador de acrílico y etiquetas

- En acrílico
- Color azul claro
- Para colocar sobre la mesa ó montar a la pared (tornillos no incluidos)
- Incluye 4 pies antideslizantes
- Para 6 cajas de 1000 etiquetas

Nuestra Selección

Ref.	Dimensiones an x L x al (mm)	€
141320	300 x 130 x 120	NC -



* Utiliza dos espacios del dispensador.

Etiquetas redondas y rectangulares

- De poliéster inerte
- Para uso hasta - 196 °C
- Etiquetas redondas : Ø = 9,5 mm
- Etiquetas rectangulares : L x An = 33 x 13 mm

Azul	Rojo	Verde	Amarillo	Violeta	Unid./ caja	€/ caja	Surtidos *	Unid./ caja	€/ caja
Etiquetas redondas									
141322	141323	141324	141325	141326	1000	NC -	141321	5000	NC -
Etiquetas rectangulares									
141327	141328	141329	141330	141331	1000	NC -	-	-	-

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB