Etiquetas para criotubos



Etiquetas resistentes a disolventes/xileno

- Resistente a disolventes como el xileno y la acetona (exposición breve)
- Resistentes de -80 °C a +93 °C
- Para impresora térmica
- Fácil de retirar sin dejar residuos

Ref.	Dimensiones (mm)	Etiquetas/ rollo	€ el rollo
053596	38 x 13	750	**NC -**
053597	38 x 19	750	**NC -**
053598	22 x 22	1000	**NC -**

Etiquetas DT Cryo-spots

- De polipropileno
- Soportan temperaturas entre -196 °C a +70 °C
- Para impresora térmica
- 4000 etiquetas/rollo

Color	Ø 9,5 mm para tubo 0,5 ml	Ø 13 mm para tubo 1,5 ml	€ el rollo de 4000
Azul	**053582**	**053588**	**NC -**
Verde	**053583**	**053589**	**NC -**
Naranja	**053584**	**053590**	**NC -**
Rojo	**053585**	**053591**	**NC -**
Amarillo	**053586**	**053592**	**NC -**
Blanco	**053587**	**053593**	**NC -**

Etiquetas DT Cryo-tags y spot combo



- Soportan temperaturas entre -196 °C a +93 °C
- Formato adecuado para la impresora Nanodrop Lite
- Dim. tags L x an : 38 x 13 mm
- Diámetro spot : 9,5 mm
- Para tubo de 1,5 ml
- 500 etiquetas/rollo

Ref.	Descripción	€ el rollo de 500
053594	Etiquetas cryo-tags y spot combo	**NC -**

Etiquetas especiales para trabajos criogénicos



Etiquetas adhesivas especialmente diseñadas para soportes utilizados en trabajos criogénicos: tubos, microtubos, criotubos, cajas de conservación, etc.

- Autoclavables
- No se despegan en baño de agua
- Ne se desgarran
- Alta resistencia a los agresores químicos
- Temperatura de uso: hasta - 196 °C
- Envasado en hojas de 21,6 x 29,7 cm para impresoras láser o en rollos de 1000

Etiquetas en rollo

L x An (mm)	24 x 13	32 x 13	38 x 19
Para tubos tipo	Microtubos 0,5 ml	Microtubos De 1,5 ml a 2 ml	General
Ref.	**053409**	**053071**	**053072**
€/rollo de 1000	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Etiquetas en hojas

L x An (mm)	43 x 19	38 x 19	67 x 25	28 x 44	25 x 25	33 x 13	24 x 13	64 x 13	76 x 51	38 x 6
Disposición por hojas	4 x 13	5 x 12	3 x 10	7 x 6	8 x 10	5 x 17	7 x 17	3 x 20	4 x 3	4 x 39
Número de etiquetas por hoja	52	60	30	42	80	85	119	60	12	156
Uso	Criotubos	General	Rack criocaja	General	Portaobjetos de microscopio	Microtubos 1,5 ml	Microtubos 0,5 ml	Microtubos 0,5 a 2 ml	Botellas	Microplaca
Número de etiquetas por paquete	1040	1200	600	840	1600	1700	2380	1200	240	3120
Blanco	**053104**	**053075**	**053115**	**053116**	**053117**	**053073**	**053121**	**053127**	**053128**	**053080**
Transparente	-	-	-	-	-	**053444**	**053445**	-	-	-
Rojo	**053105**	**053110**	**053529**	-	-	**053118**	**053122**	-	-	**053129**
Amarillo	**053106**	**053111**	**053530**	-	-	**053089**	**053123**	-	-	**053130**
Azul	**053107**	**053112**	**053527**	-	-	**053090**	**053124**	-	-	**053131**
Verde	**053108**	**053113**	**053528**	-	-	**053119**	**053125**	-	-	**053132**
Naranja	**053109**	**053114**	**053475**	-	-	**053120**	**053126**	-	-	**053133**
Colores surtidos	**053525**	**053524**	**053490**	-	-	**053520**	**053523**	-	-	**053526**
€/paquete	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**