Rollo de doble etiqueta redondo y rectangular

Para etiquetar los tubos y los tapones simultáneamente.

- El rollo comprende :
  - 500 etiquetas redondas ø 11 mm
  - 500 etiquetas 33 x 13 mm
- Ideal para microtubos



Ref.	Color	€ el rollo de 500
053398	Azul	NC -
053399	Verde	NC -
053403	Rojo	NC -
053404	Blanco	NC -

Etiquetas Write-protect

Etiquetas transparentes destinadas a cubrir y proteger el marcado sobre las etiquetas o microtubos.

- Entregadas en rollo preperforado en dispensador
- Se adhiere a todos los materiales : plástico, vidrio, metal y papeles de etiquetas
- Soportan temperaturas de - 190 °C a + 150 °C



Ref.	Descripción	€ el rollo de 1000
053093	Etiquetas Write-protect 32 x 13 mm	NC -
053094	Etiquetas Write-protect 41 x 16 mm	NC -

Etiquetas Bake-Tags

Para el marcado de productos o tampones destinados a la biología molecular, necesitando una etapa de calentamiento para desactivar RNasas y DNasas. Formato de la etiqueta: 38 x 19 mm.

- Etiquetas resistentes a temperaturas de hasta 180 °C en calor seco
- Soportan el autoclave, la congelación en nitrógeno líquido y el agua hirviendo de los baños maría
- Resisten a la mayoría de los disolventes orgánicos, a los alcoholes, a los ácidos y alcalinos



Ref.	Descripción	Rollo de	€ el rollo
053095	Etiquetas Bake-Tags	250 etiquetas	NC -

Etiquetas adhesivas Wetgrip

Etiquetas adhesivas resistentes para tubos húmedos, escarchados o congelados.

- Resisten temperaturas hasta -80°C
- Pegan en superficies húmedas y congeladas
- Pegan en plástico, vidrio, metal
- Resisten a los disolventes y productos químicos
- Compatibles con rotores de centrifugación
- Color blanco
- En hojas para impresión láser



Talla (mm)	Disposición etiquetas	Ref.	Etiquetas/ caja	€/ caja
33 x 13	5/17	053447	1700	NC -
24 x 13	7/17	053448	2380	NC -
38 x 19	5/12	053449	1500	NC -
22 x 22	8/12	053450	2400	NC -

Etiquetas de marcado para microplacas

- Etiquetas adhesivas de alta resistencia a los disolventes y a la temperatura (-80 °C a +120 °C), no se despegan y no se rompen
- Diseñadas para adaptarse a un lado de la microplaca (o de una placa de Petri)
- L x An : 38 x 6,4 mm, en rollo o en hoja para impresora láser.



Ref.	Descripción	Rollo de	€ el rollo
053079	Etiquetas en rollo	1000	NC -
053080	Etiquetas en hojas de impresión	3120	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB