
Etiquetas extra largas para microtubos



Etiquetas largas que permiten ampliar la información de los microtubos. Se fijan como una bandera alrededor del tubo..

- No se despegan, irrompibles
- Formato de la etiqueta : 63 x 12 mm
- Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos y corrosivos de - 40 °C a + 121 °C
- Presentadas precortadas en hojas de 21,6 x 27,9 cm para impresora de ordenador (60 etiquetas por hoja)

Ref.	Descripción	€ 1500 unid.
053078	Etiquetas extra largas (25 x 60 etiquetas)	NC -

Etiquetas de microscopía



Etiquetas adhesivas de colores surtidos con buena resistencia a disolventes y temperaturas (-70 °C a +100 °C) para portaobjetos de microscopio. L x An : 22 x 22 mm.
Presentado en hojas de 96 etiquetas para impresora de ordenador.

Naranja	Azul	Verde	Rojo	Blanco	Amarillo	Surtido	€/ caja de 2400
053156	053154	053155	053157	053006	053158	053159	NC -

Etiquetas con borde rojo



- Etiquetas autoadhesivas blancas con borde rojo
- Para el marcado del material de vidrio
- Pueden ser retiradas sin dejar residuo

Ref.	Dimensiones (mm)	Número de etiquetas por rollo	€/ caja
764012	41 x 25	307	NC -
764013	63 x 38	200	NC -
764014	75 x 50	167	NC -

Etiqueta adhesiva



- Adhesivo rojo, texto negro
- «SCELLE JUDICIAIRE- NE PAS OUVRIR»
- Longitud del texto 21 cm
- Recomendado para grandes volúmenes

Ref.	Descripción	€/ rollo
784001	Etiqueta adhesiva roja - rollo de 100 m x 3 cm	NC -


Etiquetas de color



Etiquetas adhesivas de papel.
En rollo.

Dimensiones (mm)	Azul	Verde	Rosa	Blanco	Amarillo	Etiquetas/ rollo	€/ rollo
25 x 19	140000B	140001B	140002B	140003B	999757	5000	NC -

Pegatinas cuadriculadas para placa de Petri



- Pegatinas recolocables para placa de Petri de 90 mm
- Formato de 76 mm de diámetro
- Con cuadrícula numerada de 32 a 100 cuadros o en "quesitos" de 6 a 16 sectores

Ref.	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
053432	32 cuadrados	36	NC -
053433	50 cuadrados	36	NC -
053434	70 cuadrados	36	NC -
053435	100 cuadrados	36	NC -
053436	6 sectores	36	NC -
053437	8 sectores	36	NC -
053438	12 sectores	36	NC -
053439	16 sectores	36	NC -

Despega etiquetas



- Despega los adhesivos y elimina los residuos de pegamento
- Utilizable en todas las superficies (hacer una prueba previa en el poliestireno y el policarbonato)
- Sin disolventes clorados
- En aerosol
- No utilizar en la piel

Ref.	Volumen (ml)	€
280015	520	NC -