Lector de códigos de barras XENON 1950G HD

- Lector de códigos de barras portátil
- Rendimiento de lectura superior incluso en códigos dañados o pantallas de teléfono
- Resistentes a choques
- Protección contra la penetración de agua y polvo: grado IP41
- Ligero : 160 g
- 5 años de garantía

Ref.	Descripción	€
834706	Lector de códigos de barras portátil Xenon 1950G HD	**NC -**



834706



Visión general de los sistemas de etiquetado Brady



M210-Lab



BMP 71



i3300



BMP 51



BBP 12



i5100

Modelos	M210-Lab	BMP 51	BMP 71	BBP 12	i3300	i5100, i7100
Conectable a PC/ Autónomo	Autónomo	Autónomo Conectable PC	Autónomo Conectable al PC	Conectable PC	Conectable PC	Conectable PC
Portátil	Portátil	Portátil	Portátil	Impresora de escritorio	Impresora de escritorio	Impresora de escritorio
Software de etiquetado	-	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation
Consumible continuo / precortado	Continuo	Continuo y precortado	Continuo y precortado	Continuo y precortado	Continuo y precortado	Continuo y precortado
Cartucho / Rollo de cinta	Cartucho	Cartucho	Etiquetas en rollo Con cinta separada	Etiquetas en rollo Con cinta separada	Etiquetas en rollo con cinta adhesiva separada	Etiquetas en rollo Con cinta separada
Altura máx. de etiqueta	19 mm	38,10 mm	50, 80 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Resolución	203 dp	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi a 600 dpi
Aplicaciones	Etiquetas para laboratorios: tubos bandejas de tubos, cubreobjetos	Etiquetas para laboratorios: tubos bandejas de tubos, cubreobjetos, pajas, tapones de tubos	Etiquetas para laboratorios: tubos bandejas de tubos, cubreobjetos, pajas, tapones de tubos	Etiquetas para laboratorios: tubos bandejas de tubos, cubreobjetos, pajas, tapones de tubos	Etiquetas para laboratorios: tubos, bandejas de tubos, cubreobjetos, pajas, tapones de tubos,	Etiquetas para laboratorios: tubos bandejas de tubos, cubreobjetos, pajas, tapones de tubos

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB