Impresora móvil M210-Lab

- Robusta, autónoma e intuitiva
- Etiquetadora portátil todo en uno para laboratorios de investigación, académicos y clínicos
- Para las tareas de etiquetado de laboratorio más difíciles
- Impresión rápida y sencilla de etiquetas duraderas y resistentes para superficies planas, curvas o muy texturizadas
- Diseño de etiquetas mediante un teclado sencillo e intuitivo.
- Cartuchos consumibles todo en uno (etiquetas + tinta)
- Fácil sustitución de consumibles
- Resistente a caídas e impactos
- Impresión por transferencia térmica monocroma
- Velocidad de impresión: hasta 10 mm/segundo
- Etiquetas continuas o pre cortadas
- Ancho máximo de etiqueta : 19,05 mm
- Número de etiquetas por día: máx. 100
- Impresión de texto, códigos de barras 128, 39, Data matrix, códigos QR, símbolos
- Pantalla LCD monocroma de 3 líneas
- Cortadora manual
- 2 años de garantía
- Funciona con pilas AA (no incluidas) o batería de iones de litio (opcional)



Accesorios

Ref.	Descripción	€
834903	Impresora M210 LAB KIT versión EU*	NC -
834904	Impresora M210 LAB envase cartón**	NC -

*Se suministra con maletín rígido que contiene una etiquetadora M210 Lab, una batería Lithium-ion, un cable de alimentación, una guía de inicio rápido y cartucho de etiquetas M21-750-7425 (referencia 814358)
** Se entrega en una caja de cartón con una guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-7425

Ref.	Descripción	€
834905	Estuche rígido para etiquetadora M210-Lab	NC -
834917	Batería Lithium-ion para M210-lab	NC -
110416	Adaptador de red para batería Lithium-ion	NC -

Etiquetas para BMP21-Lab y M210-Lab

Ref.	Descripción	Ancho (mm)	Longitud (m)	Ref. Brady	€
	Etiquetas de poliéster B-461				
167033	Negro sobre blanco	9,53	6,4	M21-375-461	NC -
167034	Negro sobre blanco	12,7	6,4	M21-500-461	NC -
167035	Negro sobre blanco	19,05	6,4	M21-750-461	NC -
	Etiquetas de tejido de nailon B-499				
167036	Negro sobre blanco	9,53	4,8	M21-375-499	NC -
167037	Negro sobre blanco	12,7	4,8	M21-500-499	NC -
167038	Negro sobre blanco	19,05	4,8	M21-750-499	NC -
	Etiquetas de poliéster B-488				
167039	Negro sobre blanco	9,53	6,4	M21-375-488	NC -
167040	Negro sobre blanco	12,7	6,4	M21-500-488	NC -
167041	Negro sobre blanco	19,05	6,4	M21-750-488	NC -
	Etiquetas de poliéster B-423				
167042	Negro sobre blanco	9,53	6,4	M21-375-423	NC -
167043	Negro sobre blanco	12,7	6,4	M21-500-423	NC -
167044	Negro sobre blanco	19,05	6,4	M21-750-423	NC -
	Etiquetas de poliéster B-430				
167045	Negro sobre transparente	9,53	6,4	M21-375-430	NC -
167046	Negro sobre transparente	12,7	6,4	M21-500-430	NC -
167047	Negro sobre transparente	19,05	6,4	M21-750-430	NC -
	Etiquetas de polipropileno B-7425				
814356	Negro sobre blanco	9,53	6,4	M21-375-7425	NC -
814357	Negro sobre blanco	12,7	6,4	M21-500-7425	NC -
814358	Negro sobre blanco	19,05	6,4	M21-750-7425	NC -

Etiquetas para BMP21-Lab y M210-Lab

Ref.	Descripción	Ancho (mm)	Longitud (m)	Ref. Brady	€
	Etiquetas de vinilo B-595				
167051	Blanco sobre azul	9,53	6,4	M21-375-595-BL	NC -
167056	Blanco sobre azul	12,7	6,4	M21-500-595-BL	NC -
167061	Blanco sobre azul	19,05	6,4	M21-750-595-BL	NC -
814256	Blanco sobre marrón	9,53	6,4	M21-375-595-BR	NC -
814257	Blanco sobre marrón	12,7	6,4	M21-500-595-BR	NC -
814258	Blanco sobre marrón	19,05	6,4	M21-750-595-BR	NC -
814259	Blanco sobre negro	9,53	6,4	M21-375-595-BK	NC -
814260	Blanco sobre negro	12,7	6,4	M21-500-595-BK	NC -
814261	Blanco sobre negro	19,05	6,4	M21-750-595-BK	NC -
167054	Blanco sobre rojo	9,53	6,4	M21-375-595-RD	NC -
167059	Blanco sobre rojo	12,7	6,4	M21-500-595-RD	NC -
167064	Blanco sobre rojo	19,05	6,4	M21-750-595-RD	NC -
167052	Blanco sobre verde	9,53	6,4	M21-375-595-GN	NC -
167057	Blanco sobre verde	12,7	6,4	M21-500-595-GN	NC -
167062	Blanco sobre verde	19,05	6,4	M21-750-595-GN	NC -
814262	Blanco sobre morado	9,53	6,4	M21-375-595-PL	NC -
814263	Blanco sobre morado	12,7	6,4	M21-500-595-PL	NC -
814264	Blanco sobre morado	19,05	6,4	M21-750-595-PL	NC -
814265	Negro sobre blanco	6,35	6,4	M21-250-595-WT	NC -
167048	Negro sobre blanco	9,53	6,4	M21-375-595-WT	NC -
167049	Negro sobre blanco	12,7	6,4	M21-500-595-WT	NC -
167050	Negro sobre blanco	19,05	6,4	M21-750-595-WT	NC -
814266	Negro sobre gris	9,53	6,4	M21-375-595-GY	NC -
814267	Negro sobre gris	12,7	6,4	M21-500-595-GY	NC -
814268	Negro sobre gris	19,05	6,4	M21-750-595-GY	NC -
814269	Negro sobre amarillo	6,35	6,4	M21-250-595-YL	NC -
167055	Negro sobre amarillo	9,53	6,4	M21-375-595-YL	NC -
167060	Negro sobre amarillo	12,7	6,4	M21-500-595-YL	NC -
167065	Negro sobre amarillo	19,05	6,4	M21-750-595-YL	NC -
167053	Negro sobre naranja	9,53	6,4	M21-375-595-OR	NC -
167063	Negro sobre naranja	19,05	6,4	M21-750-595-OR	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB