Impresora Brady BBP12



Astucia

Etiquetas para Brady BBP12 ver pág. 1378

- Pantalla LCD en color de 300 ppp
- Tipo de código de barras 1D (lineal) y 2D
- Uso autónomo con teclado y periféricos conectados
- Compatible con el lenguaje de programación Zebra® y Eltron
- Se suministra con alimentador externo para imprimir rollos de etiquetas más grandes
- Etiquetas de 10 a 112 mm

Resolución de impresión	300 dpi
Velocidad de Impresión	Hasta 100 mm/s
Anchura máx. de impresión (mm)	105,6
Conectividad	USB 2.0, Ethernet estándar
Compatibilidad software	LabelMark, Codesoft, controlador de Windows para uso de software de terceros
Peso (kg)	2,5
Dimensiones (L x p x al) (mm)	202 x 258 x 173
Impresora BBP12 + suite LABS	**834667**
€	**NC -**




BBP12 con soporte externo

Cintas para impresora BBP12

Ref.	Descripción	€
804465	Cinta entintadora cera de resina R-7950 110 mm x 70 m	**NC -**
814492	Cinta entintadora resina R-6000HF 110 mm x 70	**NC -**
804778	Cinta entintadora R-6400 110 mm x 70 m	**NC -**
814042	Rollo entintador resina R-7950 65 mm x 70	**NC -**
804777	Rollo R-6400 65 mm x 70 m	**NC -**

Etiquetas para impresoras Brady BBP12, BBP11, BBP1344









Ref.	Tipo	B x A (C) (mm)	Ref. Brady	Cant./ rollo	€
		Microtubos de 0,5 a 0,7 ml			
167294	▲	12,70 x 25,40	BPT-620-499	1000	**NC -**
814052		12,70 x 55,90 (12,70)	THT-127-461-1.5-SC	1500	**NC -**
167173	▼	9,53 x 25,40 (9,53) ø 9,53	BPT-606-461	1000	**NC -**
804788		25,40 x 9,53	THT-152-492-2.5-SC	2500	**NC -**
804786		25,40 x 25,40	THT-179-492-2.5-SC	2500	**NC -**
814070		9,50 x 45,70 (12,70)	THT-123-461-1.5-SC	1500	**NC -**
814071		12,70 x 45,70 (9,50)	THT-122-461-1.5-SC	1500	**NC -**
167290	◗	5,08 x 22,86 (18)	BPT-614-461	2000	**NC -**
167298	◗	6,35 x 27,94 (22)	BPT-627-461	1000	**NC -**
814073		31,75 x 9,53	THT-154-490-1.5-SC	1500	**NC -**
		Tubos de 0,5 a 8 ml			
814054		25,40 x 9,53 x ø 9,53	THT-249-492-1.5-SC	1500	**NC -**
814055		25,40 x 9,53 x ø 9,53	THT-249-499-1.5-SC	1500	**NC -**
814056		25,40 x 12,70 x ø 9,53	THT-250-492-1.5-SC	1500	**NC -**
814057		25,40 x 12,70 x ø 11,18	THT-251-492-1.5-SC	1500	**NC -**
		Microtubos de 0,6 ml			
814058		22,90 x 12,70	THT-125-499-1.5-SC	1500	**NC -**
		Microtubos de 0,6 a 1,5 ml			
814075		ø 9,53	THT-143-492-1.5-SC	3000	**NC -**
		Microtubos 0,6 a 50 ml			
167280	▲	ø 9,53	BPT-602-461-AW	3000	**NC -**
167281	▲	ø 9,53	BPT-602-499	3000	**NC -**
167282	▲	ø 9,53	BPT-602-499-YL	3000	**NC -**
167283	▲	ø 12,70	BPT-603-499	3000	**NC -**
167284	▲	ø 12,70	BPT-603-499-YL	3000	**NC -**
167285	▲	ø 15,24	BPT-604-461-AW	3000	**NC -**
		Microtubos 1 a 2 ml			
167289	◗	15,24 x 66,68 (25,40)	BPT-612-461	1500	**NC -**
167300	◗	15,24 x 38,10 (33)	BPT-628-461	2500	**NC -**
167277		15 x 40 x 30 x ø 9	BPTLAB-20-461-2	2500	**NC -**
167174	▼	15,24 x 41,28 (15,24) x ø 12,70	BPT-608-461	1000	**NC -**
167286	◗	15,24 x 51,28 x ø 12,70	BPT-608-499	1000	**NC -**
814076		ø 12,70	THT-144-492-1.5-SC	1500	**NC -**
814069		ø 12,70	THT-144-499-1.5-SC	1500	**NC -**
		Tubos de 1 a 8 ml			
167948		25,40 x 19,10	THT-88-492-2.5-SC	2500	**NC -**
814059		41,28 x 15,24	THT-155-490-1.5-SC	1500	**NC -**
814074		48,26 x 25,40	THT-156-490-1.5-SC	1500	**NC -**
814060		48,26 x 25,40	THT-156-492-1.5-SC	1500	**NC -**
814061		66,68 x 25,4	THT-131-461-1.5-SC	1500	**NC -**