

Etiquetas para impresoras Brady BBP12, BBP11, BBP1344 (continuación)

Ref.	Tipo	B x A (C) (mm)	Ref. Brady	Cant./ rollo	€
		Microtubos 1,5 a 2 ml			
814062		15,20 x 41,30 (15,20)	THT-133-461-1.5-SC	1500	NC -
814063		15,20 x 66,70 (25,40)	THT-153-461-1.5-SC	1500	NC -
814064		25,40 x 12,70	THT-59-492-2.5-SC	2500	NC -
		Tubos de 2 à 4 ml			
167304	◗	15,24 x 48,26 (40)	BPT-638-461	2000	NC -
		Tubos de 4 à 8 ml			
167297	▲	25,40 x 66,68	BPT-625-499	2000	NC -
		Tubos de 4 à 50 ml			
167301	◗	34,93 x 45,72 (40)	BPT-632-461	2000	NC -
		Tubos de 12 à 24 ml			
814065		55,88 x 38,10	THT-157-490-1.5-SC	1500	NC -
		Tubos cónicos de 14/15 ml			
167308	▲	38,10 x 88,90	BPT-650-461-AW	3000	NC -
		Tubos cónicos / Botellas / Placas Petri / Microplacas			
167288	▲	12,70 x 25,40	BPT-611-499	3000	NC -
167293	▲	22,86 x 38,10	BPT-618-499	3000	NC -
814066		25,40 x 12,70	BPT-659-498	1000	NC -
167296	▲	25,40 x 36,50	BPT-621-499	3000	NC -
167299	◗	19,05 x 38,10 (33)	BPT-629-461	2500	NC -
167303	▲	25,40 x 48,26	BPT-636-461-AW	2000	NC -
167305	▲	38,10 x 55,88	BPT-640-427-AW	2000	NC -
167306	▲	19,05 x 57,15	BPT-642-461-AW	2000	NC -
167307	▲	25,40 x 66,68	BPT-648-427-AW	2000	NC -
		Microplacas			
167309B	▲	6,35 x 19,05	BPT-1-8423-2.5	2500	NC -
167310	▲	19,05 x 38,10	BPT-6-8423-2.5	2500	NC -
167302	▲	6,35 x 48,26	BPT-635-488	2000	NC -
		Cubreobjetos			
167168	▲	19,05 x 22,86	BPT-616-488	3000	NC -
167292	▲	22,86 x 22,86	BPT-617-488	3000	NC -














Impresora industrial i5100

- Impresora de escritorio, alta velocidad
- Instalación rápida y sencilla
- Impresión en rollo continuo o en etiquetas precortadas
- Amplia gama de etiquetas y rollos
- Reconocimiento de los medios de impresión
- Pantalla táctil en color con indicación de la cantidad de consumible restante
- Conectividad : USB, de serie, Ethernet, Wifi y Bluetooth opcional. Numerosos puertos estándar para diferentes opciones de conexión industrial
- Disponible en resolución de 300 o 600 ppp
- Impresión monocroma, hasta 5000 etiquetas/día
- Velocidad de impresión: hasta 300 mm/s
- Ancho etiqueta : 5 a 110 mm
- Ancho de rollo: 9 a 112 mm
- Consumibles: cintas IP y etiquetas THT separadas



Modelo	Impresora i5100 300 dpi + suite LABS
Ref.	834671
€	NC -

* La impresora incluye: cable de alimentación, cable USB, controlador, manual de usuario, manual de configuración, soporte de rollo RFID, una bobina receptora de cinta.

Cintas para i5100

Ref.	Serie	Material	Color	Propiedades	Anchura cinta	€ cinta 300 m
834254	IP-R4300	Cera/resina	Negro	Buena resistencia a la suciedad y a los productos químicos; excelente legibilidad	40 mm	NC -
814041					60 mm	NC -
0066027					83 mm	NC -
167858					110 mm	NC -
834255	IP-R4900	Resina	Negro	Alta resistencia a la suciedad a las altas temperaturas y a los disolventes	60 mm	NC -
168101					83 mm	NC -
834257	IP-R6000HF	Resina	Negro	Excelente resistencia a los disolventes al calor y a los arañazos. Halogen-free.	40 mm	NC -
167907					60 mm	NC -
-					-	-
167859					83 mm	NC -
834258	IP-R6100	Cera/resina	Negro	Cinta de larga duración para aplicaciones generales	60 mm	NC -
834259					83 mm	NC -
834260					110 mm	NC -
-	IP-R6200	Resina	Negro	Para entornos difíciles. Resistencia superior al calor, la abrasión y los ataques químicos	-	-
834261					60 mm	NC -
834262					83 mm	NC -
834264					110 mm	NC -
0066236	IP-R6400	Resina	Negro	Resistencia extrema a la temperatura a los productos químicos y disolventes	60 mm	NC -
167957					83 mm	NC -
167906					40 mm	NC -
167905					110 mm	NC -

Astucia
Ver la guía de elección de materiales pág. 1384

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB