Impresora color BradyJet J2000

- Impresión de inyección de tinta en color de alta resolución de 4800 ppp
- Configuración automática de etiquetas
- Reemplazo rápido de los rollos de etiquetas
- Etiquetas resistentes a -196°C y baño de agua hirviendo o autoclave; resistentes a productos químicos como etanol, metanol, tolueno, acetona, xileno, isopropanol, DMSO
- Para exposición interior
- Dimensiones: 26,4 x 38,9 cm
- Peso: 3,20 kg
- Longitud mínima etiquetas : 6,35 mm
- Ancho de la etiqueta : 19 a 101,60 mm
- Impresión de hasta 3000 etiquetas/día y 63 mm/segundo
- Conectividad : USB
- La impresora se suministra con el cable de alimentación, adaptador de red, cable USB, guía de inicio, cartucho de tinta, rodillo de etiquetas para alineación de los cabezales de impresión



Visiten nuestras WEB

Etiquetas PP B-7425J

Ref.	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Etiquetas/rollo	€/ rollo
834375	20,96	6,35	-	1500	**NC -**
834379	50,8	6,35	-	2000	**NC -**
834373	25,4	9,53	-	2000	**NC -**
834391	25,4	9,53	9,53	1500	**NC -**
834374	25,4	12,7	-	2000	**NC -**
834401	25,4	12,7	11,18	1500	**NC -**
834388	38,1	12,7	-	1500	**NC -**
834392	50,8	12,7	-	2000	**NC -**
834384	33,02	15,24	-	1500	**NC -**
834383	25,4	19,05	-	2000	**NC -**
834387	38,1	19,05	-	1500	**NC -**
834393	25,4	25,4	-	1500	**NC -**
834390	38,1	25,4	-	1250	**NC -**
834386	50,8	25,4	-	1500	**NC -**
834396	38,1	44,45	-	900	**NC -**

Modelo	Impresora J2000 con suite Workstation para laboratorio
Ref.	**834368**
€	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
834402	Cartucho de tinta de color CMY para J2000	**NC -**



Impresora i 7100 con aplicador automático de etiquetas

Aumente la eficiencia con el módulo de etiquetado automático de tubos.

- Para una impresión precisa y duradera de grandes volúmenes
- Potente procesador interno: hasta 7000 etiquetas/día
- Velocidad de impresión: hasta 300 mm/s
- Resolución de impresión de 300 ppp
- Amplia gama de consumibles de identificación de alta calidad
- Pantalla táctil en color intuitiva

Ref.	Descripción	€
834772	Impresora i 7100 300 dpi con suite LABSy aplicador automático de etiquetas	**NC -**



Visiten nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB