Bolsas y fundas esterilización de papel/plástico transparente


- Conforme a las normas EN ISO 11607 y DIN 868-5
- Papel 70 g/m² impermeable a los microorganismos, pero permeable al aire
- Película 12/40 PET/PP azul
- Para la esterilización por vapor y gas
- 3 indicadores impresos fuera de la zona de llenado : vapor, oxido de etileno, formaldehido

Bolsas con fuelle



Ref.	Dim. An x L x p (cm)	Unid./ caja	€/ caja
019622	10 x 30 x 5	2000	NC -
019623	10 x 40 x 5	2000	NC -
019624	15 x 28 x 5	1000	NC -
019625	15 x 40 x 5	1000	NC -
019626	20 x 40 x 5	1000	NC -
019627	20 x 48 x 5	500	NC -
019628	25 x 48 x 6,5	500	NC -
019629	30 x 61 x 6,5	500	NC -
019630	41 x 61 x 6,5	500	NC -

Fundas planas o con fuelles



Fundas planas (rollo de 200 m)

Ref.	Ancho (cm)	Unid./ caja	€/ caja
019631	5	6	NC -
019632	7,5	4	NC -
019633	10	3	NC -
019634	12,5	2	NC -
019635	15	2	NC -
019636	20	2	NC -
019637	25	2	NC -
019638	30	1	NC -
019639	38	1	NC -
019640	42	1	NC -

Fundas con fuelles (rollo de 100 m)

Ref.	Dim. An x p (cm)	Unid./ caja	€/ caja
019641	7,5 x 2,5	4	NC -
019642	10 x 5	3	NC -
019643	15 x 5	2	NC -
019644	20 x 5	2	NC -
019645	25 x 6,5	2	NC -
019646	30 x 6,5	1	NC -
019647	38 x 8	1	NC -

Bolsas planas



Ref.	Dim. An x L (cm)	Unid./ caja	€/ caja
019606	21 x 33	1000	NC -
019607	22 x 30	1000	NC -
019608	22 x 35	1000	NC -
019609	22 x 42	1000	NC -
019610	25 x 38	1000	NC -
019611	25 x 40	1000	NC -
019612	25 x 42	1000	NC -
019613	25 x 48	500	NC -
019614	27 x 45	500	NC -
019615	30 x 42	500	NC -
019616	30 x 57	500	NC -
019617	32 x 50	500	NC -
019618	36 x 58	500	NC -
019619	38 x 50	500	NC -
019620	42 x 50	500	NC -
019621	42 x 61	500	NC -

Ref.	Dim. An x L (cm)	Unid./ caja	€/ caja
019580	5,5 x 20	2000	NC -
019581	5,5 x 25	2000	NC -
019582	7,5 x 15	2000	NC -
019583	7,5 x 20	2000	NC -
019584	7,5 x 25	2000	NC -
019585	7,5 x 30	2000	NC -
019586	10 x 15	2000	NC -
019587	10 x 20	2000	NC -
019588	10 x 25	2000	NC -
019589	10 x 30	2000	NC -
019590	10 x 36	1000	NC -
019591	10 x 40	1000	NC -
019592	10 x 52	1000	NC -
019593	12,5 x 25	2000	NC -
019594	12,5 x 30	2000	NC -
019595	12,5 x 40	1000	NC -
019596	12,5 x 52	1000	NC -
019597	15 x 20	1000	NC -
019598	15 x 27	1000	NC -
019599	15 x 30	1000	NC -
019600	15 x 38	1000	NC -
019601	15 x 61	1000	NC -
019602	16 x 22	1000	NC -
019603	20 x 27	1000	NC -
019604	20 x 40	1000	NC -
019605	20 x 61	1000	NC -

Bolsas y fundas de no tejido plástico transparente



- Conforme a las normas EN ISO 11607 y DIN 868-5
- De no tejido 60 g/m² y película plástica : la flexibilidad del no tejido con una gran permeabilidad al aire y al vapor, que permite el tratamiento de gran volúmenes
- Para la esterilización por vapor y gas
- 3 indicadores impresos fuera de la zona de llenado : vapor, óxido de etileno, formaldehído

Ref.	Tipo	Dimensiones An x L	Unid./ caja	€/ caja
019648	Bolsa plana	27 x 36 cm	500	NC -
019649	Bolsa plana	32 x 45 cm	500	NC -
019650	Bolsa plana	40 x 52 cm	250	NC -
019651	Bolsa plana	50 x 60 cm	250	NC -
019652	Bolsa plana	57 x 72 cm	250	NC -
019653	Funda plana	20 cm x 100 m	2	NC -
019654	Funda plana	42 cm x 100 m	1	NC -

Bolsas y fundas de Tyvek® plástico transparente



- Conformes a las normas EN ISO 11607 y DIN 868-9
- De Tyvek® 1073B de 75 g/m²
- Para instrumentos sensibles al calor
- Esterilización por plasma, óxido de etileno, irradiación
- 2 indicadores impresos fuera de la zona de llenado : plasma, óxido de etileno
- Absorción del oxido de etileno muy limitado, pocos gases residuales
- Excelente barrera contra los microorganismos y la humedad
- Termosellable entre 115 y 135 °C

Ref.	Tipo	Dimensiones An x L	Unid./ caja	€/ caja
019655	Bolsa plana	7,5 x 20 cm	1000	NC -
019656	Bolsa plana	10 x 27 cm	500	NC -
019657	Bolsa plana	15 x 30 cm	500	NC -
019658	Bolsa plana	20 x 40 cm	500	NC -
019659	Bolsa plana	25 x 48 cm	500	NC -
019660	Funda plana	7,5 cm x 100 m	2	NC -
019661	Funda plana	10 cm x 100 m	2	NC -
019662	Funda plana	15 cm x 100 m	1	NC -
019663	Funda plana	20 cm x 100 m	1	NC -
019664	Funda plana	25 cm x 100 m	1	NC -
019665	Funda plana	30 cm x 100 m	1	NC -
019666	Funda plana	38 cm x 100 m	1	NC -
019667	Funda plana	50 cm x 100 m	1	NC -